




PERFECT ALVEOLUS with Minimal Trauma!

Alveolo perfetto con minimo trauma!

Clinical Case – Caso Clinico

Extraction of the root
1st premolar (tooth 14)

Estrazione della radice
del 1° premolare (dente 14)



Focus on the perfectly NEAT ALVEOLE and ABSOLUTELY UNDAMAGED and FULLY INTACT GUM.

Notare l'alveolo: nessun trauma, assolutamente integro!

- ✓ Exomed® is designed to perform extractions with minimal trauma.
- ✓ Exomed® is recommended to perform alveolar extractions of teeth with or without crown.
- ✓ Exomed® è progettato per la realizzazione di estrazioni minimamente traumatiche.
- ✓ Exomed® è indicato per l'estrazione alveolare di radici e denti con e senza corona.



Exomed® KIT

Contains / Contiene


- | | |
|----|--|
| 1 | BS – Supports / Basi di appoggio |
| 2 | Extractor / Estrattore |
| 3 | RS 16 – Root screw Ø 16 / Viti per radici Ø 16 |
| 4 | RS 18 – Root screw Ø 18 / Viti per radici Ø 18 |
| 5 | COK – Kevlar cord / Cordino in Kevlar |
| 6 | Pliers / Pinze |
| 7 | PUX – Universal tips / Punta universali |
| 8 | PRA – Prismatic tips for roots / Punta per radici |
| 9 | EL & EC – Manual Root extractors / Estrattori manuali per radici |
| 10 | KL & KC – Screwdrivers / Giraviti |
| 11 | PRS – Bur extender / Prolunga per fresa |

7500/KIT

Clinical Case – Caso Clinico

Extraction of the tooth 36 (1st inferior molar)

Estrazione del dente 36
(1° molare inferiore)



X-ray PRIOR and POST extraction, highlighted is the internal bone which is fully intact and above all the ALVEOLE SITE is PERFECTLY and TOTALLY UNDAMAGED.

Raggi X PRIMA e DOPO l'estrazione, dove si evidenzia l'osso interno perfettamente intatto. ALVEOLO perfettamente INTEGRO.

1 The periodontal and alveolar tissues remain **fully undamaged** after the extraction, no lacerations, no huge bleeding, the neighboring tissues are practically perfect after the operation!
I tessuti parodontali ed alveolari rimangono **perfettamente intatti** dopo l'estrazione, assenza di lacerazioni e sanguinamento copioso, anche i tessuti adiacenti rimangono praticamente perfetti!

2 It is a fully reliable alternative technique allowing the immediate insertion of the implant in a perfect and undamaged alveolus.
Possibilità di inserimento di un impianto subito dopo l'estrazione: questo perché l'alveolo rimane perfettamente integro.

3 No need to perform a syndesmotomie and luxation before the extraction.
Non è necessario effettuare la sindesmotomia e la lussazione prima dell'estrazione.

4 Smaller in size than a forceps: no need for the patient to remain full open mouth as required with conventional techniques.
Permette una minor apertura della bocca rispetto alla tecnica tradizionale che impiega le pinze per estrazione, quindi maggior comfort per il paziente.

5 The extraction of **roots** and **damaged teeth** or **partially ruined teeth** is really easier and faster.
L'estrazione di **denti**, anche **completamente o parzialmente scoronati**, è effettivamente più semplice e veloce.

6 The extraction made with Exomed® does not require any special high pulling force of the dentist.
Le estrazioni con Exomed® sono ottenute esclusivamente con la forza delle due dita: non è necessario pertanto alcuno sforzo.



... and smaller in size than a forceps!
... ed è più piccolo di una pinza!




For additional information about Exomed and to see all clinical cases visit www.exomed.it or address your questions to exomed@medesy.it

Per maggiori informazioni riguardo Exomed e per vedere tutti i casi clinici visitare il sito www.exomed.it o scrivi a exomed@medesy.it

APPLICATION REFERRAL CHART FOR EXTRACTING FORCEPS


TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE PINZE PER ESTRAZIONI

UPPER JAW / ARCATA SUPERIORE



- 11-18** Permanent teeth
Denti permanenti
- 21-28** Permanent teeth
Denti permanenti
- 1-8** Permanent teeth
Denti permanenti
- 51-55** Temporary teeth
Denti temporanei
- 61-65** Temporary teeth
Denti temporanei
- I-V** Temporary teeth
Denti temporanei

LOWER JAW / ARCATA INFERIORE



- 31-38** Permanent teeth
Denti permanenti
- 41-48** Permanent teeth
Denti permanenti
- 1-8** Permanent teeth
Denti permanenti
- 71-75** Temporary teeth
Denti temporanei
- 81-85** Temporary teeth
Denti temporanei
- I-V** Temporary teeth
Denti temporanei

RIGHT SIDE / PARTE DESTRA

LEFT SIDE / PARTE SINISTRA

RIGHT SIDE / PARTE DESTRA

LEFT SIDE / PARTE SINISTRA


Code N° Codice	Centrals and canines Centrali e canini	Premolars Premolari	Molars Molari	Roots Radici	Wisdoms tooth Denti del giudizio	Pedo Children Denti da latte	Page N° Pagina
	L	U	L	U	L	U	
2400/1							A23
2400/7							A23
2400/13							A25
2400/17							A23
2400/18							A23
2400/22							A25
2400/34-N							A23
2400/35-N							A23
2400/51							A25
2400/51-AL							A25
2400/67							A25
2400/67-N							A25
2400/70							A20
2400/74							A25
2400/79							A26
2400/79-N							A26
2400/86							A25
2400/101-BC							A8
2400/133-BC							A8
2400/151-BC							A8
2400/187							A26
2500/1							A10
2500/2							A10
2500/3							A10
2500/4							A10
2500/7							A10
2500/8							A10
2500/13							A10
2500/13-S							A7
2500/17							A11
2500/18							A11
2500/18-A							A11
2500/19							A11
2500/20							A12
2500/21							A12
2500/22							A12
2500/22-S							A7
2500/23							A12
2500/24							A12
2500/29							A13
2500/29-S							A6
2500/30							A13
2500/33							A14
2500/33-A							A14
2500/33-L							A14
2500/37							A6
2500/38							A7
2500/39							A6
2500/39-A							A6
2500/39-L							A6
2500/39-R							A6
2500/40							A7
2500/41							A13
2500/46							A15
2500/49							A13
2500/51							A13
2500/51-A							A13
2500/51-L							A13

Code N° Codice	Centrals and canines Centrali e canini	Premolars Premolari	Molars Molari	Roots Radici	Wisdoms tooth Denti del giudizio	Pedo Children Denti da latte	Page N° Pagina
	L	U	L	U	L	U	
2500/52							A13
2500/54							A11
2500/55							A11
2500/67							A11
2500/67-A							A11
2500/68							A15
2500/73							A12
2500/73-L							A12
2500/73-S							A12
2500/74							A14
2500/74-D							A14
2500/74-M							A14
2500/74-N							A14
2500/75							A10
2500/75-A							A10
2500/76							A14
2500/76-N							A14
2500/79							A12
2500/79-A							A12
2500/86							A12
2500/86-C							A12
2500/87							A12
2500/88							A27
2500/89							A11
2500/90							A11
2500/91							A12
2500/94							A11
2500/95							A11
2500/96							A11
2500/97							A11
2500/98							A27
2500/99							A12
2500/101							A13
2500/107							A10
2500/108							A14
2500/110							A14
2500/111							A14
2500/113							A13
2500/114							A14
2500/122							A10
2500/123							A7
2500/130							A16
2500/136							A10
2500/137							A10
2500/138							A6
2500/139							A13
2500/143							A14
2500/147							A13
2500/148							A12
2500/157							A6
2500/158							A6
2500/159							A6
2500/160							A7
2500/161							A7
2500/162							A7
2500/163							A6
2500/180							A10
2500/181							A10

Code N° Codice	Centrals and canines Centrali e canini	Premolars Premolari	Molars Molari	Roots Radici	Wisdoms tooth Denti del giudizio	Pedo Children Denti da latte	Page N° Pagina
	L	U	L	U	L	U	
2500/182							A10
2500/185							A15
2500/187							A15
2500/189							A13
2500/190							A13
2500/221							A16
2500/223							A16
2500/350							A16
2500/351							A16
2600/101							A5
2600/111							A5
2600/115							A5
2600/122							A5
2600/150							A5
2600/160							A5
2600/170							A5
2650/1							A18
2650/5							A19
2650/6							A19
2650/10-S							A18
2650/15							A19
2650/16							A19
2650/16-Pedo							A9
2650/17							A19
2650/17-Pedo							A9
2650/18-L							A18
2650/18-L-Pedo							A9
2650/18-R							A18
2650/18-R-Pedo							A9
2650/23							A19
2650/24							A18
2650/32							A18
2650/32-A							A18
2650/53-L							A18
2650/53-R							A18
2650/65							A19
2650/65-Pedo							A9
2650/69							A19
2650/69-Pedo							A9
2650/88-L							A18
2650/88-R							A18
2650/99-C							A18
2650/103							A19
2650/150							A18
2650/150-A							A18
2650/150-AS							A18
2650/150-Pedo							A9
2650/151							A19
2650/151-A							A19
2650/151-AS							A19
2650/151-Pedo							A9
2650/203							A19
2650/203-Pedo							A9
2650/210							A19
2650/222							A19
2650/286							A19

PEDODONTIC TOOTH FORCEPS, SPRINGS LOADED HANDLE

PINZE PER ESTRAZIONE PER BAMBINI, SISTEMA CON MOLLA



2600/160
(1:1 scale / scala 1:1)

2600/160 (mm 110)
Lower molars and premolars
Molari inferiori e premolari



2600/150 (mm 110)
Lower incisors and canines
Incisivi inferiori e canini



2600/170 (mm 110)
Lower roots
Radici inferiori



2600/101 (mm 115)
Upper incisors
Incisivi superiori



2600/111 (mm 110)
Upper premolars
Premolari superiori



2600/115 (mm 120)
Upper molars
Molari superiori



2600/122 (mm 125)
Upper roots
Radici superiori



SURGICAL / CHIRURGIA

PEDODONTIC TOOTH FORCEPS, ENGLISH PATTERN

PINZE PER ESTRAZIONE PER BAMBINI, FORMA INGLESE

2500/163

(1:1 scale / scala 1:1)



2500/138

Upper teeth and roots, for children
Superiori e radici, per bambini



2500/163

Upper centrals, for children
Superiori centrali, per bambini



2500/37

Upper incisors, for children
Incisivi superiori, per bambini



2500/29-S

Upper roots, for children
Radici superiori, per bambini



2500/159

Upper premolars, for children
Premolari superiori, per bambini



2500/157

Upper molars, for children
Molari superiori, per bambini



2500/158

Upper premolars and molars, for children
Premolari e molari superiori, per bambini



2500/39

Upper molars, for children
Molari superiori, per bambini



2500/39-A

Upper molars, for children
Molari superiori, per bambini



2500/39-R

Upper molars right, for children
Molari superiori destri, per bambini



2500/39-L

Upper molars left, for children
Molari superiori sinistri, per bambini

2500/160
(1:1 scale / scala 1:1)



2500/38

Lower incisors and canines, for children
Incisivi inferiori e canini, per bambini



2500/162

Lower roots and centrals, for children
Radici e incisivi inferiori, per bambini



2500/123

Lower teeth and roots, for children
Inferiori e radici, per bambini



2500/13-S

Lower premolars, for children
Premolari inferiori, per bambini



2500/22-S

Lower molars, for children
Molari inferiori, per bambini



2500/160

Lower molars, for children
Molari inferiori, per bambini



2500/161

Lower molars, for children
Molari inferiori, per bambini



2500/40

Lower molars, for children
Molari inferiori, per bambini



The company was using this tooth forceps “Master sample exposer” in 1930s, to verify dimensions and shapes along production process. Displayed today at the museum, in Maniago.
Espositore utilizzato negli anni '30 per verificare forme e dimensioni delle pinze in produzione. Esposto attualmente presso il museo, a Maniago.






SURGICAL / CHIRURGIA

PEDODONTIC TOOTH FORCEPS, SQUARED BEAKS PATTERN

PINZE PER ESTRAZIONE PER BAMBINI, PUNTE A PROFILO QUADRO

2400/133-BC
(1:1 scale / scala 1:1)



2400/133-BC (mm 125)
Lower teeth, for children
Denti inferiori, per bambini

2400/151-BC (mm 150)
Lower teeth, for children
Denti inferiori, per bambini

2400/101-BC (mm 150)
Upper teeth, for children
Denti superiori, per bambini

PEDODONTIC TOOTH TWEEZERS

PINZETTE PER ESTRAZIONE PER BAMBINI



1029 (mm 160)
Albrecht
Pointed
Appuntite

1030 (mm 160)
Albrecht
Rounded
Arrotondate



Tooth forceps hot forging process.
Fase di stampaggio a caldo di una tenaglia per estrazioni.

PEDODONTIC TOOTH FORCEPS, AMERICAN PATTERN

PINZE PER ESTRAZIONE PER BAMBINI, FORMA AMERICANA



2650/151 Pedro (Cryer, mm 135)

Lower premolars, incisors, roots, universal

Premolari inferiori, incisivi, radici inferiori, universale



2650/203 Pedro (mm 135)

Lower premolars, incisors, and roots, either side

Premolari inferiori, incisivi e radici inferiori, ambo i lati

2650/SET PEDO

Content / Contenuto:

2650/65-69-16-17-18R-18L-203-150-151

Set Pedro tooth forceps, American pattern (9 forceps)

Set pinze modello americano per bambini (9 pinze)



2650/16 Pedro (Harris, mm 135)

Lower molars, cow-horn beak, either side

Molari inferiori, corna di bue, ambo i lati



2650/17 Pedro (mm 135)

Lower molars, either side

Molari inferiori, ambo i lati



2650/65 Pedro (mm 135)

Upper incisors and roots

Incisivi superiori e radici superiori



2650/150 Pedro (Cryer, mm 135)

Upper premolars, incisors, roots, universal

Premolari superiori, incisivi, radici superiori, universale



2650/18-R Pedro (Harris, mm 135)

Upper molars, right

Molari superiori destri



2650/18-L Pedro (Harris, mm 135)

Upper molars, left

Molari superiori sinistri



2650/69 Pedro (Tomes, mm 135)

Fragments, upper and lower

Frammenti superiori e inferiori



SURGICAL / CHIRURGIA

ANATOMIC TOOTH FORCEPS, ENGLISH PATTERN

PINZE PER ESTRAZIONE ANATOMICHE, FORMA INGLESE

2500/1
(1:1 scale / scala 1:1)



2500/1
Upper centrals
and canines, wide
Incisivi centrali e canini
superiori, larghi



2500/2
Upper laterals and canines
Incisivi laterali, canini



2500/3
Upper crowded incisors
and canines
Incisivi superiori scoronati
e canini uniti



2500/107
Upper canines
Canini superiori



2500/180
Special for upper centrals
and canines deep gripping
Speciale per incisivi e canini
superiori attacco profondo



2500/181
Special for upper
premolars deep gripping
Speciale per premolari
superiori attacco profondo



2500/7
Upper premolars
Premolari superiori



2500/136
Upper centrals
premolars and roots
Premolari centrali
e radici superiori



2500/4
Lower incisors and canines
Incisivi e canini inferiori



2500/75
Lower incisors
and premolars
Incisivi e premolari inferiori



2500/75-A
Lower incisors
and premolars
Incisivi e premolari inferiori



2500/137
Lower centrals and roots
Incisivi, canini inferiori e radici



2500/122
Lower centrals and roots
Centrali inferiori e radici



2500/182
Lower centrals canines
and premolars deep gripping
Incisivi, canini e premolari
inferiori attacco profondo



2500/13
Lower premolars either side
Premolari inferiori destri e sinistri



2500/8
Lower premolars either side
Premolari inferiori destri e sinistri

2500/17

(1:1 scale / scala 1:1)



2500/17

Upper molars, right
Molari superiori destri



2500/18

Upper molars, left
Molari superiori sinistri



2500/18-A

Upper molars either side
Molari superiori destri e sinistri




2500/89

Upper molars, right
Molari superiori destri



2500/90

Upper molars, left
Molari superiori sinistri




2500/94

Upper molars right
Molari superiori destri



2500/95

Upper molars left
Molari superiori sinistri



2500/96

Upper molars right
Molari superiori destri



2500/97

Upper molars left
Molari superiori sinistri


2500/96 and 2500/97 have slightly shorter points than 2500/94 and 2500/95.

2500/96 e 2500/97 hanno le punte leggermente più corte di 2500/94 e 2500/95.




2500/67

Upper third molars and upper wisdoms either side
Terzo molare superiore e denti giudizio superiori



2500/67-A

Upper third molars and upper wisdoms either side
Terzo molare superiore e denti giudizio superiori



2500/19

Upper third molars and upper wisdoms either side
Terzo molare superiore e denti giudizio superiori



2500/54

For separating upper molars
Per separare molari superiori



2500/55

For separating upper molars
Per separare molari superiori



LOWER MOLARS MOLARI INFERIORI

2500/73

(1:1 scale / scala 1:1)



2500/73

Lower molars
Molari inferiori




2500/73-S

Lower molars
Molari inferiori



2500/73-L

Lower molars
Molari inferiori



2500/21

Lower molars
Molari inferiori




2500/22

Lower molars
Molari inferiori




2500/148 (Balding)

Lower molars
Molari inferiori



2500/23

Lower molars, right
Molari inferiori destri



2500/24

Lower molars, left
Molari inferiori sinistri



2500/20

Lower third molars
Terzo molare inferiore



2500/79

Lower third molars and lower
wisdoms either side
Terzo molare inferiore denti
giudizio inferiori destri e sinistri



2500/79-A

Lower third molars
Terzo molare inferiore

COW HORN BEAK CORNO DI BUE



2500/86

Lower molars decayed
or broken down crowns
Molari inferiori scoronati



2500/86-C

Lower molars decayed
or broken down crowns
Molari inferiori scoronati



2500/91 (Rowney)

For separating lower molars
Per separare molari inferiori



2500/99 (Wood)

Lower molars
Molari inferiori



2500/87

Lower molars decayed
or broken down crowns
Molari inferiori scoronati



2500/51
(1:1 scale / scala 1:1)



2500/51
Upper roots
Radici superiori



2500/51-A
Upper roots
Radici superiori



2500/51-L
Upper roots
Radici superiori



2500/139
Upper roots
Radici superiori



2500/52
Upper roots
Radici superiori



2500/189
Fragments upper roots
Frammenti radici superiori



2500/190
Fragments upper roots
Frammenti radici superiori



2500/41
Upper roots
Radici superiori




2500/49
Upper roots
Radici superiori



2500/30
Upper roots
Radici superiori



2500/29
Upper roots and incisor
Radici superiori e incisivi



2500/113
Upper roots
Radici superiori



2500/147
Upper roots
Radici superiori



2500/101
Upper roots
Radici superiori





2500/108

Upper roots
Radici superiori



2500/110 (Thorne)

Upper roots
Radici superiori



2500/111

Upper roots
Radici superiori



2500/76

Upper roots
Radici superiori



2500/76-N

Upper roots
Radici superiori

LOWER ROOTS RADICI INFERIORI



2500/33

Lower roots
Radici inferiori



2500/33-A

Lower roots
Radici inferiori



2500/33-L

Lower roots
Radici inferiori



2500/74

Lower roots and incisors
Radici inferiori e incisivi



2500/74-D

Lower roots
Radici inferiori



2500/74-M

Lower roots and incisors
Radici inferiori e incisivi



2500/74-N

Lower roots and incisors
Radici inferiori e incisivi



2500/114

Lower roots and centrals
Radici inferiori e centrali



2500/143

Lower roots and centrals
Radici inferiori e centrali

2500/187
(1:1 scale / scala 1:1)



2500/187

Lower roots fragments
Frammenti di radici inferiori



2500/46

Lower roots
Radici inferiori



2500/68

Lower roots
Radici inferiori




2500/185

Lower roots
Radici inferiori



2164 (mm 135)
Stieglitz
Curved
Curva




2163 (mm 140)
Stieglitz
Straight
Retta

Splinter forceps
Pinza per frammenti



2162/C (mm 135)
Curved
Curva



2162/A (mm 130)
Angled 90°
Angolata 90°




2162/R (mm 135)
Straight
Retta

Forceps for pins and broken nerve
Pinza per strumenti canalari e frammenti




SURGICAL / CHIRURGIA



2500/350 (Routurier, mm 180)
Lower molars and wisdoms left
Molari inferiori e denti del giudizio sinistro

2500/351 (Routurier, mm 180)
Lower molars and wisdoms right
Molari inferiori e denti del giudizio destro



2500/130 (Ladmore, mm 190)
Upper wisdoms
Giudizio superiore



2500/221 (Witzel, mm 145)
Universal for upper roots
Universale per radici superiori



2500/223 (Witzel, mm 150)
Universal for lower roots
Universale per radici inferiori

SET OF TOOTH FORCEPS SERIE DI PINZE PER ESTRAZIONI



2500/SET-10

Contains / Contenuto:
2500/74-13-22-79-33
2-7-18A-67-51



The essential extraction Set including Medesy's most representative forceps:

- SET 10 pcs: for the basic extractions, from centrals to the third molars.
- SET 12 pcs: includes 2 additional forceps, the cow horn beak N-86 and the N-74 for lower roots and incisors.

Medesy experience and tradition aims at providing professional kits.

Set essenziale di pinze per estrazione di Medesy:

- SET 10 pezzi: permette di eseguire estrazioni primarie, dai denti centrali sino agli ottavi.
- SET 12 pezzi: composto da 2 ulteriori pinze, la corno di bue n-86 e la n-74 per l'estrazione di radici inferiori e incisivi.

Tutta l'esperienza e tradizione Medesy, da sempre indirizzata a fornire kit professionali a professionisti.

“ MEDESY IN SPOT

Upon specific request, the set can be assembled with different forceps.

Su richiesta, è possibile cambiare il contenuto del set.

”



2500/SET-12

Contains / Contenuto:
2500/2-13-33-51-7-79
17-18-22-67-74-86



SURGICAL / CHIRURGIA

TOOTH FORCEPS, AMERICAN PATTERN

PINZE PER ESTRAZIONE, FORMA AMERICANA



2650/1

Incisor and canines
Denti incisivi e denti canini




2650/150 (Cryer)

Upper incisors, premolars, roots, universal
Incisivi, premolari e radici superiori, universali



2650/150-A (Cryer)

Upper incisors, premolars, roots
Incisivi, premolari e radici superiori



2650/150-AS

Upper premolars, incisors and roots
Denti premolari, denti incisivi e radici superiori



2650/99-C

Upper premolars, canines and incisors
Premolari, canini e incisivi superiori



2650/32 (Parmly)

Upper molars and premolars, broad beaks
Molari, premolari e radici superiori, punte larghe



2650/32-A (Parmly)

Upper molars, premolars and roots, narrow beaks
Molari, premolari e radici superiori, punte strette



2650/18-R (Harris)

Upper molars, right
Molari superiori destri



2650/18-L (Harris)

Upper molars, left
Molari superiori sinistri



2650/10-S

Upper molars either side
Molari superiori destri e sinistri




2650/53-R

Upper molars right
Molari superiori destri



2650/53-L

Upper molars left
Molari superiori sinistri



2650/88-R (Nevius)

Upper molars, right
Molari superiori destri



2650/88-L (Nevius)

Upper molars, left
Molari superiori sinistri



2650/24

Upper molars, either side
Molari superiori destri e sinistri



2650/210

Upper wisdoms, either side
Denti giudizio superiori



2650/69 (Tomes)

Fragments, upper and lower
Frammenti di radici superiori e inferiori



2650/286

Upper roots, premolars and incisors,
either side
Radici, premolari e incisivi
superiori destri e sinistri



2650/65

Upper roots and fragments
Radici e frammenti superiori



2650/103

Lower incisors, premolars
and roots, either side
Incisivi, premolari e radici
inferiori destri e sinistri



2650/151 (Cryer)

Lower premolars, incisors,
roots, universal
Premolari, incisivi e radici
inferiori, universali



2650/151-A (Cryer)

Lower premolars,
incisors, roots
Premolari, incisivi e radici
inferiori



2650/151-AS

Lower premolars,
incisors and roots
Denti premolari, denti incisivi
e radici inferiori



2650/203

Lower incisors, premolars
and roots, either side
Incisivi, premolari e radici
inferiori destri e sinistri



2650/17

Lower molars, either side
Molari inferiori destri e sinistri



2650/15

Lower molars, either side
Molari inferiori destri e sinistri



2650/16 (Harris)

Lower molars, cow-horn
beak, either side
Molari inferiori, corno di bue,
destri e sinistri



2650/23

Lower molars, cow-horn
beak, either side
Molari inferiori, corno di bue,
destri e sinistri



2650/6

For separating lower molars
Per separare molari inferiori



2650/222

Lower wisdoms, either side
Denti giudizio inferiori
destri e sinistri



2650/5 (Physick)

Lower wisdoms,
either side
Denti giudizio inferiori
destri e sinistri



Dr. Fabrizio Comella: since the beginning of his career, as a dentist and researcher, he has been active in the specific field of technical development applied to dental instruments and devices. He is regularly cooperating with MEDESYS since 2007 for the study and the realization of innovative instruments conceived for use in surgery and implantology.

Dr. Fabrizio Comella: sin dall'inizio della sua carriera, come dentista e ricercatore, ha sfruttato le sue competenze tecniche nello sviluppo di strumenti in ambito odontoiatrico. Collabora attivamente con MEDESYS sin dal 2007, con la quale ha realizzato innovativi strumenti nel campo della chirurgia ed implantologia.

TOOTH FORCEPS BY DR. COMELLA

PINZE PER ESTRAZIONE DEL DR. COMELLA



2400/70

(1:1 scale / scala 1:1)

DR. FABRIZIO COMELLA'S FORCEPS

Dr Comella's forceps are the only forceps specifically designed for the extraction of the root and fragments of horizontal impacted third molars. The extraction of impacted third molars deserves a special attention for its complexity. Traditional tools and especially the elevators may be very unsafe as they may cause a damage to adjacent nerves and tissues, in the worst case even to the lingual nerve. Dr. Comella's forceps offer a secure and comfortable grip for an easy handling and healthy preservation of the surrounding tissues.

(Protected by International Patent)

LA PINZA DEL DR. FABRIZIO COMELLA

La pinza del Dr. Comella è stata sviluppata specificatamente per l'estrazione delle radici e frammenti dell'ottavo incluso. Nella pratica odontoiatrica, l'estrazione di un ottavo incluso richiede una precisione assoluta, essendo di fatto un intervento tra i più delicati. Particolarità di questa pinza è la possibilità di estrarre anche le radici che risultano meno accessibili con l'ausilio di strumenti tradizionali: in particolare l'uso delle leve può provocare lacerazioni dei tessuti molli adiacenti con interessamento (nei casi più estremi) del nervo linguale. La pinza del Dr. Comella offre una presa sicura, preservando i tessuti adiacenti.

(Protetta da Brevetto Internazionale)

CLINICAL CASE: EXTRACTION OF THE HORIZONTALLY IMPACTED LOWER THIRD MOLAR

CASO CLINICO: ESTRAZIONE DEL TERZO MOLARE INFERIORE IN INCLUSIONE ORIZZONTALE



SURGICAL / CHIRURGIA

1 Full section of the crown
Sezione completa della corona



2 Access to the extraction site
Accesso al sito estrattivo



3 Grasp of the impacted tooth root
Presca radicolare dente incluso



All clinical cases on / Tutti i casi clinici su www.medesys.it

TOOTH FORCEPS BLADE BEAKS



PINZE PER ESTRAZIONE BLADE BEAKS

FORCEPS "BLADE BEAKS"


- 1 "Blade Beaks" smoothly penetrate in contact with the root.
- 2 They have larger contact surface for a secure grip.
- 3 They are delicate with surrounding tissues and minimize the risk of tooth fracture.
- 4 They give better control over the root during the extraction operations.

PINZE "BLADE BEAKS"

- 1 "Blade Beaks" penetrano facilmente sino al contatto della radice.
- 2 Hanno una maggior superficie di contatto per una presa più sicura.
- 3 Assicurano un maggior rispetto dei tessuti e riducono il rischio di frattura del dente.
- 4 Danno maggior controllo sulla radice durante le fasi di estrazione.



Tooth forcep English type
Pinza per estrazione forma inglese



Tooth forcep Blade beaks
Pinza per estrazione Blade beaks



2400/1
(1:1 scale / scala 1:1)



2400/1

Upper centrals and canines
Incisivi centrali e canini superiori



2400/34-N

Upper centrals and canines, narrow tips
Incisivi centrali e canini superiori, punte strette



2400/7

Upper premolars
Premolari superiori

2400/35-N
(1:1 scale / scala 1:1)



2400/35-N

Upper premolars, narrow tips
Premolari superiori, punte strette



2400/17

Upper molars, right
Molari superiori destri



2400/18

Upper molars, left
Molari superiori sinistri



SURGICAL / CHIRURGIA



2400/51

(1:1 scale / scala 1:1)



2400/51

Upper roots
Radici superiori

2400/51-AL

Upper roots
Radici superiori

2400/67

Upper third molars and upper
wisdoms either side
Terzo molare superiore e denti
del giudizio superiori

2400/67-N

Upper third molars and upper
wisdoms either side, narrow tips
Terzo molare superiore e denti
del giudizio superiori, punte strette

2400/22

(1:1 scale / scala 1:1)



2400/22

Lower molars
Molari inferiori

2400/86

Lower molars decayed
or broken down crowns
Molari inferiori scoronati

2400/74

Lower roots and incisors
Radici inferiori e incisivi

2400/13

Lower premolars either side
Premolari inferiori destri e sinistri



SURGICAL / CHIRURGIA



2400/79

Lower third molars and lower wisdoms either side
Terzo molare inferiore e denti del giudizio inferiori

2400/79-N

Lower third molars and lower wisdoms either side
Terzo molare inferiore e denti del giudizio inferiori

2400/187

Lower roots fragments
Frammenti di radici inferiori



2400/SET

Content / Contenuto:

2400/22-13-79-187-74-1-7-17-18-51

Blade beaks set, contains a selection of 10 tooth forceps.

Set Blade beaks, contiene una selezione di 10 pinze per estrazione.

“ MEDESYS IN SPOT

Upon specific request, the set can be assembled with different forceps.

Su richiesta, è possibile cambiare il contenuto del set.

”


FORCEPS FOR LOWER WISDOM TEETH

PINZE PER DENTI DEL GIUDIZIO INFERIORI



Both forceps are specifically projected for the extraction of lower wisdom teeth. Their special shape allows an easy and safe extraction even when the patient is unable to fully open the mouth. The forceps must be positioned between tooth # 7 and # 8. After checking if the dental arch is complete evaluate if tooth # 7 is healthy as it is often decayed. Squeeze the handles of the forceps while tilting them simultaneously, the tooth #8 will be levered out presenting the root in the distal position (as you will be able to verify through an x-ray image).

Entrambi i modelli di pinze sono ideali per l'estrazione dei denti del giudizio inferiori. La loro speciale sagoma permette di operare anche in caso di apertura limitata della bocca. La pinza si posiziona fra il 7 e 8 facendo attenzione che l'arcata sia completa ed il 7 sano (il quale spesso non è in ottime condizioni). Chiudendo ed inclinando la pinza, l'8 verrà sollevato e la radice si presenterà in posizione distale (come sarà poi possibile verificare con l'x-ray).



2500/88 (mm 175)



2500/98 (mm 165)



SURGICAL / CHIRURGIA



ROOT ELEVATORS LEVE PER RADICI



680/1
Bein
mm 2
Round
Tonda



680/2
Bein
mm 3
Round
Tonda



680/3
Bein
mm 4
Round
Tonda



680/4
Bein
mm 2
Flat
Piatta



680/5
Bein
mm 3
Flat
Piatta



680/6
Bein
mm 4
Flat
Piatta



680/7
White
mm 4



680/8
White
mm 4
Curved
Curva



680/9
Berten
mm 5
Lower roots
Radici inferiori



680/11
mm 3



680/12
mm 3



690/3
Flohr
mm 3
Left
Sinistra



690/4
Flohr
mm 3
Right
Destra



690/7
Flohr
mm 3
Flat
Piatta



690/8
Flohr
mm 3
Flat
Piatta



680/13
mm 3
Left
Sinistra



680/14
mm 3
Right
Destra



690/5
Cryer
Left
Sinistra



690/6
Cryer
Right
Destra



SURGICAL / CHIRURGIA



726/1S	726/2S	726/3S	726/4S	726/5S	726/6S
mm 2	mm 2,5	mm 3	mm 3,5	mm 4	mm 4,5
Straight	Straight	Straight	Straight	Straight	Straight
Retta	Retta	Retta	Retta	Retta	Retta



726/SET

Contains / Contiene:

726/2S-726/3S-726/4S
726/2C-726/3C-726/4C



726/1C	726/2C	726/3C	726/4C	726/5C	726/6C
mm 2	mm 2,5	mm 3	mm 3,5	mm 4	mm 4,5
Curved	Curved	Curved	Curved	Curved	Curved
Curva	Curva	Curva	Curva	Curva	Curva





720/1
Apical 301
mm 2,5



720/4
Apical 304
mm 3



720/5
12 A
mm 3



720/6
Seldin 34 S
mm 4



720/15
Seldin 2 S
mm 3/6,5



720/7
Seldin
mm 5



720/8
Flohr
mm 3,2



720/9
Flohr
mm 4,2



720/20
Flohr
mm 3,2

“ MEDESYS IN SPOT

*All elevators points
are in scale 1:1*

*Tutte le punte delle leve
sono in scala 1:1* ”

APEXO



720/2
Hourigan
mm 2,5
Left
Sinistra



720/3
Hourigan
mm 2,5
Right
Destra



720/10
Schmeckeblie
mm 3
Left
Sinistra



720/11
Schmeckeblie
mm 3
Right
Destra



720/29
Miller 1
Left
Sinistra



720/30
Miller 2
Right
Destra



720/31
Miller 3
Left
Sinistra



720/32
Miller 4
Right
Destra





Mini – 7 mm



Mini – 7 mm



Small – 9 mm



Small – 9 mm



720/25S
Cryer

Left
Sinistra

720/26S
Cryer

Right
Destra

720/25
Cryer

Left
Sinistra

720/26
Cryer

Right
Destra

Medium – 12 mm



Medium – 12 mm



Large – 15 mm



Large – 15 mm



720/27S
Cryer

Left
Sinistra

720/28S
Cryer

Right
Destra

720/27
Cryer

Left
Sinistra

720/28
Cryer

Right
Destra



720/21
Seldin

Left
Sinistra

720/22
Seldin

Right
Destra

720/23
Seldin

Left
Sinistra

720/24
Seldin

Right
Destra



790/1

Left
Sinistra

790/2

Right
Destra



780/1
W. Barry

Left
Sinistra



780/2
W. Barry

Right
Destra



780/3
W. Barry

Left
Sinistra



780/4
W. Barry

Right
Destra



“ MEDESY IN SPOT

*The right way
to hold the Winters and Barry
elevators, for a perfect use.*

*La giusta impugnatura
delle Winters e Barry,
per un utilizzo perfetto.*

”



785/1L
Winter

Left
Sinistra



785/1R
Winter

Right
Destra



785/11L
Winter

Left
Sinistra



785/11R
Winter

Right
Destra



785/12L
Winter

Left
Sinistra



785/12R
Winter

Right
Destra



799/2
Medan-Bein
mm 2,5

799/3
Medan-Bein
mm 3
Flat
Piatta

799/5
Medan-Bein
mm 3
Round
Tonda

799/6
Medan-Bein
mm 4
Pointed
Appuntita



799/7
Medan-Flohr
mm 3
Left
Sinistra



799/8
Medan-Flohr
mm 3
Right
Destra



799/9
Medan-Cryer
Left
Sinistra



799/10
Medan-Cryer
Right
Destra



795/1
Hyllin
mm 3

795/2
Hyllin
mm 4

795/5
Hyllin
mm 4
Flat
Piatta



795/3
Hyllin
mm 3
Left
Sinistra



795/4
Hyllin
mm 3
Right
Destra



728/1
Friedman
mm 4
Mesial
Mesiale



728/2
Friedman
mm 4
Distal
Distale





740/1
Anatomic
mm 3



740/2
Anatomic
mm 3
Flat
Piatta



740/3
Anatomic
mm 4



740/4
Anatomic
mm 3
Left
Sinistra



740/5
Anatomic
mm 3
Right
Destra



“ MEDESY IN SPOT

*The Anatomic handle
is the most ergonomic
among our elevators' line.*

*Il manico Anatomic
è il più ergonomico
tra la nostra linea di leve.*

”



797/1
London Hospital
mm 5



797/4
London Hospital
mm 5
Flat
Piatta



797/2
London Hospital
mm 4
Left
Sinistra



797/3
London Hospital
mm 4
Right
Destra




798/1
Coupland
mm 3



798/2
Coupland
mm 3,6



798/3
Coupland
mm 4,2




ROOT ELEVATORS "KOPP"

A distinct elevator having a sharp edged helical groove on the tip ensuring an easier penetration between the tooth and the alveolus. A safe and fast extraction of the root is obtained through moderate pressure and smooth rotation of the elevator. Available in 2 sizes, the small 3,6 mm and the large 4,2 mm.

LEVE PER RADICI "KOPP"

Si distinguono facilmente grazie alla forma elicoidale delle punte e zigrinatura interna. La penetrazione della punta tra dente ed alveolo risulterà facilitata, a tutto vantaggio di una estrazione sicura e veloce. Di fatto, con una moderata pressione e rotazione della leva stessa, la radice sarà estratta agevolmente. Disponibile in 2 misure, la piccola di 3,6 mm e la grande di 4,2 mm.





700/1
mm 2,0



700/2
mm 2,5



700/3
mm 3,0
Offset
Baionetta



750/1
POTT
mm 3
Left
Sinistra



750/2
POTT
mm 3
Right
Destra



796/1
Warwick-James
mm 2,2



796/2
Warwick-James
mm 2,2
Left
Sinistra




796/3
Warwick-James
mm 2,2
Right
Destra

ROOT ELEVATORS APEXO

LEVE PER RADICI APEXO

730/301

(1:1 scale / scala 1:1)



730/301

Apexo
mm 2,5 × 9,0

Straight
Retta

730/302

Apexo
mm 2,7 × 9,0

Straight
Retta

730/303



Apexo
mm 3,0 × 9,0

Straight
Retta

730/304W

Apexo
mm 3,0 × 14,0

Straight
Retta



730/302CB

Apexo
mm 2,5 × 9,0

Curved
Curva

730/303CB

Apexo
mm 3,0 × 9,0

Curved
Curva

735/SET

APEXO

Content / Contenuto:

730/301-302-303-304W-302CB-303CB

ROOT ELEVATORS LUSSATORE

LEVE PER RADICI LUSSATORE



730/4S
(1:1 scale / scala 1:1)



730/3S
Lussatore
mm 3
Straight
Retta

730/3C
Lussatore
mm 3
Curved
Curva

730/4S
Lussatore
mm 4
Straight
Retta

730/4C
Lussatore
mm 4
Curved
Curva

730/5S
Lussatore
mm 5
Straight
Retta

730/5C
Lussatore
mm 5
Curved
Curva


Lussatore elevators have extremely thin and sharp blade and better fit in tight apical spaces, as well as more efficient at cutting the periodontal ligament. The special shape ensures an easy widening of the alveolus, in many cases making the use of extraction forceps needless.

Leva che possiede una lama estremamente piatta e tagliente, permette una precisa penetrazione e taglio del ligamento periodontale. Il vantaggio del Lussatore risiede nella diminuzione dei traumi esercitati sui denti e gengive ed in molti casi esclude la necessità dell'uso delle tenaglie per estrazione.



730/SET
LUSSATORE

Content / Contenuto:
730/3S-3C-4S-4C-5S-5C




SURGICAL / CHIRURGIA

ROOT ELEVATORS LINDO LEVIAN

LEVE PER RADICI LINDO LEVIAN

725/1

(1:1 scale / scala 1:1)



725/1

Lindo Levian
mm 4 × 8

Straight
Retta

725/2

Lindo Levian
mm 3 × 8

Straight
Retta

725/3

Lindo Levian
mm 2,5 × 5

Straight
Retta

725/4

Lindo Levian
mm 4 × 8

Curved
Curvo

725/5

Lindo Levian
mm 3 × 8

Curved
Curvo

725/6

Lindo Levian
mm 2,5 × 5

Curved
Curvo

SERRATED TIPS PUNTE ZIGRINATE



Thanks to the serrated tips, elevators **LINDO LEVIAN** ensure a smooth extraction of the root and eliminate the need of any leverage procedure. A slight rotary movement of the tip, positioned between the alveolus and the root will produce an easy extraction.

Grazie alle punte zigrinate, con le leve **LINDO LEVIAN** si può ottenere l'estrazione della radice escludendo il classico effetto leva. Una volta inserita la punta in posizione, per mezzo di un delicato movimento rotatorio si potrà estrarre la radice.



725/SET
LINDO LEVIAN

Content / Contenuto:

725/1-725/2-725/3-725/4-725/5-725/6

LUSSATORE LEVER FOR UPPER WISDOM TEETH

LEVA D'ESTRAZIONE PER IL DENTE DEL GIUDIZIO SUPERIORE




The luxating elevator is inserted vertically between the third molar and the second molar firmly pressed up to the level of the gingival tissue.

La leva viene inserita verticalmente tra il terzo e secondo molare, premendo fermamente sino alla gengiva.



The third molar is pulled out from the alveolus on its distal axis by rotating the luxating elevator.

Il terzo molare sarà estratto dall'alveolo in direzione distale rispetto il proprio asse, attraverso una leggera rotazione della leva.



The instrument must be used only by exploiting the rotating force in distal direction.

IMPORTANT: never use the second molar as a lever point for the instrument during the luxation.

Lo strumento deve essere usato con forza di rotazione in direzione distale.

IMPORTANTE: non considerare il secondo molare come punto di appoggio durante la lussazione.

727/50

(1:1 scale / scala 1:1)



SURGICAL / CHIRURGIA

FRAGMENT ELEVATORS LEVE PER FRAMMENTI



705/7

Heidbrink ø 1,5

Left
Sinistra

705/8

Heidbrink ø 1,5

705/9

Heidbrink ø 1,5

Right
Destra



705/1

Heidbrink ø 2,5

Left
Sinistra

705/2

Heidbrink ø 2,5

705/3

Heidbrink ø 2,5

Right
Destra



705/4

Heidbrink Apical
ø mm 1,5

10 mm hollow handle
10 mm manico vuoto

705/6

Howard Apical
ø mm 2,5

10 mm hollow handle
10 mm manico vuoto



700/11

Heidbrink ø 2,5

Left
Sinistra

700/12

Heidbrink ø 2,5

700/13

Heidbrink ø 2,5

Right
Destra



700/9

Heidbrink ø 2,0

Left
Sinistra

700/8

Heidbrink ø 2,0

700/10

Heidbrink ø 2,0

Right
Destra

EXTRACTORS FOR ROOT FRAGMENTS

ESTRATTORI PER FRAMMENTI



7500/20


mm 34

Short
Corto

7500/22

mm 44


Long
Lungo



Manual root extractors for root fragments.
Estrattori manuali per frammenti.

CLINICAL CASE: EXTRACTION OF THE TOOTH 44 (INFERIOR PREMOLAR)


CASO CLINICO: ESTRAZIONE DEL DENTE 44 (PREMOLARE INFERIORE)



1

For security reasons ligate the extractor with floss.

Per motivi di sicurezza legare l'estrattore al filo.



2

Screw clockwise the extractor into the root fragment.

Avvitare in senso orario lo strumento nel residuo.



3

Gently extract from the alveolus.

Estrarre delicatamente dall'alveolo



4

The fragment is easily extracted.

Il frammento è facilmente estratto




SURGICAL / CHIRURGIA

ROOT ELEVATORS *MIDELUX*

LEVE PER RADICI *MIDELUX*

810/2Ti

(1:1 scale / scala 1:1)



810/1Ti

mm 4
Distal
Distale

810/2Ti

mm 4
Mesial
Mesiale

810/3Ti

mm 2,5
Distal
Distale

810/4Ti

mm 2,5
Mesial
Mesiale

810/5Ti

mm 2,5
Curved
Curva

810/6Ti

mm 2,5
Straight
Retta


810/7Ti

mm 3,4
Straight
Retta

MIDELUX minute elevators available in 3 different sizes.

A specific distal and mesial shape ensures an easy as well as rapid loosening of a tooth. The smaller size for standard general use while the 4 mm tips specific for loosening molar teeth. The set is completed by a special elevator having an arrow-shaped tip for detaching desmodontal fibres. All tips are in stainless steel and blue titanium coated.

MIDELUX, mini leve disponibili in 3 differenti forme. La lussazione risulterà facile e veloce grazie alla speciale forma sviluppata, mesiale e distale. La punta sottile risulta ideale per un utilizzo generico, mentre la punta larga da 4 mm è appositamente studiata per i molari. Il set si completa con una speciale punta a freccia per rimuovere tessuti. Gli strumenti hanno le punte in acciaio anodizzato con titanio.



810/KIT

Content / Contenuto:

810/1Ti-2Ti-3Ti-4Ti-5Ti-6Ti-7Ti
on Gammatrix tray 980/10



ROOT ELEVATORS *MEDIMPLA*

LEVE PER RADICI *MEDIMPLA*



812/3Ti

(1:1 scale / scala 1:1)



812/1Ti

mm 3,4

Left
Sinistra

812/2Ti

mm 3,4

Right
Destra

812/3Ti

mm 3,4

Mesial
Mesiale

812/4Ti

mm 3,4

Distal
Distale

812/5Ti

mm 4,5

Distal
Distale

812/6Ti

mm 4,5

Mesial
Mesiale


812/7Ti

mm 3,4

Straight
Retta

The insertion of the new *MEDIMPLA* root elevators into the intraligamental zone is easier thanks to the extreme sharpness and perfect bending of the tip. These elevators have been conceived to perform a minimum traumatic extraction and therefore to preserve the alveolar site in perfect conditions. The special "pen form" assures very delicate movements. All the tips are in stainless steel and blue titanium coated.

L'inserimento della leva *MEDIMPLA* nel sito intraligamentale risulterà facilitato grazie ad una estrema finezza e particolare curvatura di questa nuova linea di mini leve. Tutto ciò al fine di garantire un'estrazione più atraumatica possibile, che permette quindi di conservare il sito alveolare in perfette condizioni. La speciale forma "a penna" assicura movimenti particolarmente delicati. Gli strumenti hanno le punte in acciaio anodizzato con titanio.



812/8Ti

mm 3,4

Left
Sinistra

812/9Ti

mm 3,4

Right
Destra



812/KIT

Content / Contenuto:

812/1Ti-2Ti-3Ti-4Ti-5Ti-6Ti-7Ti
on Gammatrix tray 980/10



SURGICAL / CHIRURGIA



684/SET

Set root elevators
Set leve

Content / Contenuto:

680/1
680/2
680/3
690/3
690/4
690/5
690/6
700/8
700/9
700/10
852/HP3



686/SET

Set root elevators
Set leve

Content / Contenuto:

795/1
795/2
795/3
796/1
796/2
796/3
798/1
798/2
798/3

680/SET

Set root elevators
Set leve

Content / Contenuto:

720/27
720/28
726/1S
726/2S
726/3S
726/4S
726/5S
726/6S
800/5
800/6
2164



SURGICAL / CHIRURGIA



682/SET

Set root elevators
Set leve

Content / Contenuto:

720/9
720/10
720/11
785/12R
785/12L

SYNDESMOTOMES SINDESMOTOMI



1655/1 RS

Straight
Retto

1655/2 CB

Curved
Curvo



1650/1

Chompret N. 1

1650/2

Chompret N. 2

1650/3

Chompret N. 3
Faucille

1650/4

Chompret N. 4
Faucille

PERIOSTEALS SCOLLAPERIOSTEI



880

Williger
mm 155

Round
Tondo

881

Williger
mm 155

Pointed
Appuntito



876/22

Seldin

876/23

Seldin

874/P1

Hopkins

874/P2

Hopkins

875/12 S

Bennett

SYNDESMOTOMES SINDESMOTOMI



1651/OTT
mm 115


Octagonal handle
Manico ottagonale

1651/MN
mm 115

Flat handle
Manico piatto




1651/0 1651/1 1651/2 1651/3 1651/4 1651/5



1651/6 1651/7 1651/8 1651/9 1651/11

1651/VS

Syndesmotome tips holder, aluminium
Porta punte sindesmotomo, alluminio



1651/KIT

Content / Contenuto:

- 1651/MN
- 1651/VS
- 11 tips
- 978 Gammafix tray UN



SURGICAL / CHIRURGIA

852/HP3


(1:1 scale / scala 1:1)



851/HP3

3 mm

3 mm



851/HP3 Ti

3 mm

3 mm



852/HP3

5,2 mm

4,8 mm



883

Molt

3,8 mm



872/P14

Goldman-Fox

4,5 mm

5,5 mm



872/P14 Ti

Goldman-Fox

4,5 mm


5,5 mm



854/H02

7 mm

5 mm



854/H02 Ti

7 mm

5 mm



856

Medesy

3,3 mm

2,8 mm



871/2-4

Molt

6 mm

2,7 mm



871/2-4 Ti

Molt

6 mm

2,7 mm





884

Freer

4 mm

4 mm



877/HK4 Ti
(1:1 scale / scala 1:1)




885
Freer
4,5 mm

5 mm



878
Prichard
10 mm

4,5 mm




850
8 mm

8 mm



877/HK4
24 G
4 mm

4 mm



877/HK4 Ti
24 G
4 mm

4 mm



879
Mead
7 mm

7 mm




870
Howard
7,5 mm

7,5 mm



882
Molt N. 9
4 mm

7 mm




882/Ti
Molt N. 9
4 mm

7 mm



869
Allen
3,5 mm

8 mm



873/PH2
Hourigan
4 mm


3 mm

“ MEDESy IN SPOT

Medesy periosteal elevators have a special handle characterized by 2 flat sides, ensuring more comfortable grip and maximum control of the instrument. All the line is available in titanium coated, just add “Ti” after the code.

Scollaperiostei in manico pieno, con 2 parti piatte, lunghezza 170 mm. A vantaggio dell'utilizzatore per una miglior percezione e presa dello strumento. Tutta la linea è disponibile ricoperta in titanio, aggiungere “Ti” dopo il codice.

”



SURGICAL / CHIRURGIA

PERIOTOME

Handle with 4 interchangeable blades, for atraumatic extraction of teeth with minimal damage to the surrounding alveolar bone. Thanks to the sharp and delicate blades, the marginal gingiva and periodontal ligament can be carefully detached. Its use is particularly important when considering dental implants. PERIOTOME IS USED FOR CUTTING, NOT FOR LEVERING.

PERIOTOMO

Strumento con 4 lame intercambiabili, indirizzato alla fase di estrazione del dente senza compromettere o danneggiare il sito alveolare. Grazie alle lame efficacemente affilate e delicate, il taglio di gengiva e legamento parodontale risulterà semplice e sicuro. Il suo utilizzo è particolarmente indicato in tema di impianti dentali. IL PERIOTOMO È UNO STRUMENTO DA TAGLIO, NON UNA LEVA.

868/KIT

Handle with 4 blades
Manico con 4 lame



(1:1 scale / scala 1:1)



868/1



868/2



868/3



868/4



SCALPEL HANDLES
MANICI PER BISTURI



3629
Bad Parker
mm 125
Millimetered
Millimetrata

3633
N. 3
mm 125


3630
N. 7
mm 165

3631
mm 145

3632
mm 145
Curved
Curvo

3632/A
mm 145
Angled
Angolare

3634
N. 4
mm 140
For blades N. 4 only
Solo per lame N. 4



3635/10

3635/11

3635/12

3635/12D

3635/13


3635/15

3635/15C


Steril scalpel blades N.3 in package of 100 pcs
Lame per bisturi sterili N.3 in confezioni da 100 pz




SURGICAL / CHIRURGIA



3640/1
Medesy
mm 145



3640/2
Medesy
mm 145
Angled 15°
Angolare 15°





3640/3
Medesy
mm 145
Angled 30°
Angolare 30°



3637/11
mm 110
Short handle
Manico corto



3637/16
mm 160
Long handle
Manico lungo



New scalpel handle adjustable in 7 positions and 180°
Nuovo manico per bisturi orientabile su 7 posizioni e 180°

SCALPEL HANDLES FOR MICROBLADES

MANICI PER MICROLAME



3638

mm 135



3638/Ti

mm 135
Titanium
Titanio



3638/64



3638/65



3638/67



3638/69

Microblades in package of 25 pcs
Microlame in scatole da 25 pz

BLADE REMOVER

PINZE TOGLILAMA



3636

mm 160

Scalpel blades remover
Pinza rimuovi lame




EXAMPLE OF APPLICATION

- 1 Blade to be seized here;
- 2 Then lift it here;
- 3 Finally pull it off in forward direction.

MODO DI IMPIEGO

- 1 La lama presa in questa posizione;
- 2 Inserire la punta fra il manico e la lama;
- 3 Sollevare e quindi spingere verso l'alto.



3639

mm 125

Razor blade breaker and holder
Pinza rompi e porta lame



SURGICAL / CHIRURGIA

(1:1 scale / scala 1:1)



895/1



895/2

Miller N. 2



895/3

Miller N. 3



894/1

Wahl N. 1




894/2

Wahl N. 2




894/3

Howard



Single cut.
Taglio singolo.



Cross cut.
Taglio incrociato.

(1:1 scale / scala 1:1)



898/1
Miller N. 4



898/3
Miller-Colburn N. 3
Cross cut
Taglio incrociato



898/2



898/4
Miller-Colburn N. 4
Cross cut
Taglio incrociato



898/5
Miller-Colburn N. 5
Cross cut
Taglio incrociato





3801
Blumenthal
mm 155



3802
Blumenthal 45°
mm 150



3803
Blumenthal 90°
mm 140



3804
Micro Luer
mm 150



3805
Luer
mm 150



3812
Kerrison



3807
Friedman
mm 140



3809
Micro Friedman
mm 145



3810
Micro Friedman 90°
mm 145



3811
Lempert Delicate
mm 160



3808
Cleveland
mm 155



3806
Beyer
mm 170



BONE CURETTES CUCCHIAI ALVEOLARI

660/4

(1:1 scale / scala 1:1)



660/0
660/0.HL8
660/0.HL10
Hemingway N.0

660/1
660/1.HL8
660/1.HL10
Hemingway N.1

660/2
660/2.HL8
660/2.HL10
Hemingway N.2

660/3
660/3.HL8
660/3.HL10
Hemingway N.3

660/4
660/4.HL8
660/4.HL10
Hemingway N.4



(1:1 scale / scala 1:1)



658/0 **658/1** **658/2**



658 (mm 150)
Williger



(1:1 scale / scala 1:1)

657/0000 **657/000**

657/00

657/0 **657/1**

657/2 **657/3**

657/1 (mm 170)
Volkman

“ MEDESY IN SPOT

*Bone curette Hemingway and Lucas are available also with blue titanium coated tip, all sizes, just add **Ti** to the standard code to order the item in the titanium finish.*


*Cucchiai alveolari Hemingway e Lucas sono disponibili in tutte le misure con la punta anodizzata al Titanio blu, aggiungere **Ti** dopo il codice.*

(Es. 660/2.HL8 > 660/2-Ti.HL8)

”



(1:1 scale / scala 1:1)



661/84
661/84.HL8
661/84.HL10
Lucas N. 84

661/85
661/85.HL8
661/85.HL10
Lucas N. 85

661/86
661/86.HL8
661/86.HL10
Lucas N. 86

661/87
661/87.HL8
661/87.HL10
Lucas N. 87

661/88
661/88.HL8
661/88.HL10
Lucas N. 88

660/9
660/9.HL8
Miller N.0
Spoon shape

660/10
660/10.HL8
Miller N.1
Spoon shape



SURGICAL / CHIRURGIA



SURGICAL SCISSORS, HI-TECH

FORBICI CHIRURGICHE, HI-TECH



New surgical scissors HI-TECH, innovative and absolutely unique as they are entirely laser cut from stainless steel sheets instead of using classic hot forging processes. The laser cutting technique ensures a constant and higher quality standard as well as perfect geometrical uniformity on each item. The main features of the HI-TECH scissors are:

- Elevated hardness degree (56 HRC);
- Shape and size uniformity and accuracy;
- Assembly on elastic bases for a constant and smoother action.

Nuove forbici chirurgiche HI-TECH, innovative ed uniche nel loro genere in quanto ricavate da fogli di acciaio tagliati a laser anziché da metodo classico mediante forgiatura a caldo. Tale sistema di produzione assicura elevati standard qualitativi e geometrie perfette. Le principali caratteristiche che contraddistinguono le forbici HI-TECH sono:

- Elevata durezza (56 HRC);
- Garanzia di forma e misure;
- Assemblaggio su basi elastiche per costante scorrevolezza.



Watch the video!
Guarda il video!



3585 (mm 115)
Medesy Hi-Tech
Straight
Retta




3586 (mm 115)
Medesy Hi-Tech
Curved
Curva




3587 (mm 130)
Medesy Hi-Tech
Straight
Retta



3588 (mm 130)
Medesy Hi-Tech
Curved
Curva





3589 (mm 160)
Medesy Hi-Tech
Straight
Retta



3591 (mm 160)
Medesy Hi-Tech
Curved
Curva





SURGICAL SCISSORS, HI-TECH
FORBICI CHIRURGICHE, HI-TECH



Medesy HI-TECH scissors are available also in the BLK variant: a special surface Diamond Like Carbon Coating, otherwise referred to as DLC coating which enables the following features:

- Prolonged edge sharpness;
- Cutting smoothness;
- High surface micro hardness (2000 HV);
- Stronger corrosion resistance;
- Reduction of light reflect.

Le forbici HI-TECH sono prodotte anche nella variante BLK: uno speciale trattamento superficiale (DLC = Diamond Like Carbon) che consente di ottenere le seguenti peculiarità:

- Affilatura prolungata;
- Fluidità di taglio;
- Microdurezza superficiale elevata (2000 HV);
- Maggiore resistenza alla corrosione;
- Superficie antibatterica;
- Riduzione della luce riflessa.



3585/BLK (mm 115)
Medesy Hi-Tech
Straight
Retta



3586/BLK (mm 115)
Medesy Hi-Tech
Curved
Curva



3587/BLK (mm 130)
Medesy Hi-Tech
Straight
Retta



3588/BLK (mm 130)
Medesy Hi-Tech
Curved
Curva



3589/BLK (mm 160)
Medesy Hi-Tech
Straight
Retta



3591/BLK (mm 160)
Medesy Hi-Tech
Curved
Curva



IRIS type, the most versatile and popular among surgical scissors, available also as Micro 90 mm variant, ideal for an accurate as well as delicate dissection of fine tissue.

Forbici serie IRIS, le più versatili e diffuse tra le forbici chirurgiche, disponibili anche nella versione Micro da 90 mm per un preciso e delicato utilizzo.



3511/90 (mm 90)

Medesy micro Iris

Straight

Retta



3511 (mm 115)

Iris

Straight

Retta




3513 (mm 120)

Iris

Angular 45°

Angolare 45°



3512/90 (mm 90)

Medesy Micro Iris

Curved

Curva



3512 (mm 115)

Iris

Curved

Curva



3505 (mm 115)

Sickie

Curved

Curva

ARROW / FRECCIA

POINTED / PUNTA

POINTED / PUNTA



3564/C
Curved
Curva



3562/C
Curved
Curva



3560/C
Curved
Curva

3564/R (mm 115)
Straight
Retta

3562/R (mm 120)
Straight
Retta

3560/R (mm 140)
Straight
Retta


SQUARE-RING scissors, characterized by an exclusive non-standard shape ring, the line is available in three different options for the tips.

Forbici serie SQUARED, si caratterizzano proprio per la forma dell'anello non convenzionale allo standard, disponibili con 3 tipi di punte differenti.

ARROW / FRECCIA

POINTED / PUNTA

ROUND / TONDA



3542
Curved
Curva



3548
Curved
Curva



3553
Curved
Curva

3541 (mm 100)
Straight
Retta

3547 (mm 100)
Straight
Retta

3552 (mm 100)
Straight
Retta



MARILYN scissors, the lightest operating scissors, the extremely fine point ensures the utmost accuracy.

Forbici serie MARILYN, si caratterizzano per la loro particolare leggerezza e delicatezza in uso.

The scissors here illustrated are characterized by a fine micro serration on one of the blades, specifically applied to firmly grasp the tissue while cutting and to preclude the risk of slipping.

Le forbici qui raffigurate si caratterizzano per la micro dentatura presente su una lama, specifica per trattenere il tessuto durante il taglio ed evitandone lo scivolamento dello stesso.

SAW EDGE DENTATA



3506/120 (mm 120)

Locklin fina

Saw edge, angular
Dentata, angolare



3506 (mm 160)

Locklin

Saw edge, angular
Dentata, angolare



3503 (mm 160)

Locklin

Saw edge, angular
Dentata, angolare



3508 (mm 170)

Dean

Saw edge, angular
Dentata, angolare



3518 (mm 130)

Goldman – Fox


Saw edge, straight
Dentata, retta



3519 (mm 130)

Goldman – Fox


Saw edge, curved
Dentata, curva



3557 (mm 130)

Goldman – Fox

Saw edge, double curved
Dentata, doppia curva



3525 (mm 115)

La Grange

Saw edge, double curved
Dentata, doppia curva




3514 (mm 120)

Neumann

Saw edge, double curved
Dentata, doppia curva


DISSECTING SCISSORS



3501 (mm 120)

Kilner (Ragnell)

Straight
Retta



3502 (mm 120)

Kilner (Ragnell)


Curved
Curva



3504/1 (mm 145)

Joseph

Straight
Retta



3504/2 (mm 145)

Joseph

Curved
Curva



3509 (mm 160)

Kelly

Straight
Retta



3510 (mm 160)

Kelly

Curved
Curva



The process of "blades adjustment", for reaching a perfect alignment, carried out by expert hands.
Il processo di "regolazione" del taglio delle forbici eseguito abilmente da mani esperte.



SURGICAL / CHIRURGIA

“ MEDESYS IN SPOT ”



3523
Round
Tonde



3567
Pointed
Punta



3565
Pointed-Fina
Punta-Fina



3523 (mm 145)
3526 (mm 180)
Metzenbaum
Straight
Retta



3524 (mm 145)
3527 (mm 180)
Metzenbaum
Curved
Curva



3567 (mm 145)
Metzenbaum
Straight
Retta



3568 (mm 145)
Metzenbaum
Curved
Curva



3565 (mm 145)
Metzenbaum fina
Straight
Retta



3566 (mm 145)
Metzenbaum fina
Curved
Curva



3571 (mm 160)

3572 (mm 180)

Standard

Straight
Retta



3573 (mm 130)

3574 (mm 160)

3575 (mm 180)

Standard

Curved
Curva



3517 (mm 130)

Standard

Straight
Retta



3515 (mm 140)

3535 (mm 200)

Mayo

Straight
Retta



3516 (mm 140)

3536 (mm 200)

Mayo

Curved
Curva



3584 (mm 120)

Medesy

Straight
Retta



3580 (mm 115)

Medesy N. 1

Straight
Retta



3581 (mm 115)

Medesy N. 1

Curved
Curva



3576 (mm 140)

Standard

Straight
Retta



3577 (mm 140)

Standard

Curved
Curva

SURGICAL SCISSORS, SUPERIOR CUT

FORBICI CHIRURGICHE, SUPERIOR CUT



3544/AN (mm 115)

Iris

Straight
Retta

3543/AN (mm 115)

Iris

Curved
Curva

3549/AN (mm 115)

La Grange


Double curved
Doppia curva

MEDESY SUPERIOR CUT SCISSORS

Uniquely sharp scissors with superior cutting capacity: razor-shape blade on one side and fine serration on the other one. The ideal combination for a firm hold and neat cut of the tissue. For easy identification these scissors have one gold ring. Medesy has recently developed a SUPERIOR CUT line variant featuring open rings handles: the best synthesis between practicability and cutting efficiency.

MEDESY SUPERIOR CUT FORBICI

Forbici uniche per le caratteristiche di affilatura: una lama estremamente affilata (effetto rasoio) e l'altra lama microdentata. Combinazione ideale per garantire la presa dei tessuti e tagli perfetti. Per l'immediata identificazione, un solo anello è dorato. Medesy ha recentemente sviluppato le forbici SUPERIOR CUT con anelli aperti: la miglior combinazione tra maneggevolezza e qualità di taglio.



SAW EDGE
DENTATA



3545/AN (mm 130)

Goldman-Fox

Straight
Retta

3546/AN (mm 130)

Goldman-Fox

Curved
Curva

3510/AN (mm 160)

Kelly

Curved
Curva



SUPERIOR CUT WITH OPEN RINGS
SUPERIOR CUT CON ANELLI APERTI



3544/OR (mm 115)

Iris
Straight
 Retta

3543/OR (mm 115)

Iris
Curved
 Curva

3545/OR (mm 130)


Goldman-Fox
Straight
 Retta

3546/OR (mm 130)

Goldman-Fox
Curved
 Curva

ZED LINE WITH OPEN RINGS
LINEA ZED CON ANELLI APERTI

SAW EDGE
 DENTATA



3558 (mm 110)

Zed
Saw edge
 Dentata

3559 (mm 135)

Zed
Saw edge
 Dentata

3558/TC (mm 110)

Zed
Saw edge
 Dentata

3559/TC (mm 135)

Zed
Saw edge
 Dentata



SURGICAL / CHIRURGIA

SURGICAL SCISSORS, TUNGSTEN CARBIDE INSERTS

FORBICI CHIRURGICHE, INSERTI IN CARBURO DI TUNGSTENO



3511/TC (mm 115)

Iris

Straight
Retta



3512/TC (mm 115)


Iris

Curved
Curva

MEDESYS TUNGSTEN CARBIDE INSERTS
Tungsten carbide inserts bonded to upper and lower blades to ensure longer duration and higher cutting efficiency, featured by gold ring handles as internationally in use.

MEDESYS INSERTI IN CARBURO DI TUNGSTENO

Inserti al Carburo di Tungsteno TC sulle lame per assicurare maggiore capacità e durata di taglio. I 2 anelli dorati sono il tipico segno distintivo nonché un codice di riconoscimento internazionale per le forbici in TC.



3525/TC (mm 115)

La Grange

Saw edge, double curved
Dentata, doppia curva



3518/TC (mm 130)

Goldman-Fox

Saw edge, straight
Microdentata, retta



3519/TC (mm 130)

Goldman-Fox

Saw edge, curved
Microdentata, curva



3509/TC (mm 160)

Kelly

Straight
Retta



3510/TC (mm 160)

Kelly

Curved
Curva



3523/TC (mm 145)
3526/TC (mm 180)
3528/TC (mm 200)

Metzenbaum
Straight
 Retta

3524/TC (mm 145)
3527/TC (mm 180)
3529/TC (mm 200)

Metzenbaum
Curved
 Curva

3515/TC (mm 140)
3537/TC (mm 170)
3538/TC (mm 230)

Mayo
Straight
 Retta

3516/TC (mm 140)
3539/TC (mm 170)
3540/TC (mm 230)

Mayo
Curved
 Curva

“ MEDESYS IN SPOT

*Did you know that
 a pair of scissors need
 about 90 working steps
 to be completely finished?*

*Lo sapevi che una forbice
 necessita di 90 passaggi
 produttivi, prima di ottenere
 il prodotto finito?*

”



Operation cycle of a forged piece.
 Ciclo di lavorazione di un particolare forgiato.

Standard scissors are not suitable for left handers. Because of their overlapping blades they are not symmetric and therefore best suited for use with the right hand. For right-handed scissors held in the right hand, the thumb blade is closer to the user's body, so that the natural tendency of the right hand is to force the cutting blades together.

Conversely, if right-handed scissors are held in the left hand, the natural tendency of the left hand would be to force the cutting blades laterally apart. Besides that, with right-handed scissors held by the right hand, the shearing edge is visible, but when used with the left hand, the cutting edge of the scissors is behind the top blade, and one cannot see what is being cut. This is why LEFT HANDERS specific scissors with reversed blades are produced.

Per le persone mancine l'uso delle normali forbici costituisce un problema perché lo strumento è asimmetrico. Se anche l'impugnatura fosse giusta, rimarrebbe il problema delle lame perché rovesciando lo strumento la lama superiore coprirebbe la linea di taglio. Usate normalmente le lame taglierebbero all'esterno delle forbici ed il punto di forza delle dita durante il taglio tenderebbe ad allontanare le 2 lame anziché stringerle, vanificando la capacità di taglio. Per questi motivi, vengono prodotte le forbici PER MANCINI.

(1:1 scale / scala 1:1)



3512/LH (mm 115)

Iris

Curved

Curva



3519/LH (mm 130)

Goldman – Fox

Saw edge, curved

Dentata, curva



3504/LH (mm 145)


Joseph

Straight

Retta

SURGICAL SCISSORS, RING LOCK

FORBICI CHIRURGICHE, RING LOCK



3590 (mm 95)

(1:1 scale / scala 1:1)

Ring lock

Curved

Curva



The Ring Lock System® consists in 2 bearings (one in stainless steel and one in aluminum) and a Teflon ring: all 3 parts are assembled together under pressure.

The Ring Lock System® ensures that the blades stay aligned for a longer time and preserve a high cutting precision in the time. The blades rotate on a circumference that is 60% larger if compared to traditional scissors. This is the key for a smoother and more precise cut, allowing a longer duration of the cutting edge. The internal Teflon ring is auto lubricant and a not deformable material (used in the autoclave).

Il Sistema Ring Lock® consiste in 2 bussole sovrapposte (una in acciaio ed una in alluminio) unite da un anello in Teflon il tutto chiuso a pressione. Grazie a questo innovativo sistema, le lame ottengono una capacità di apertura maggiore del 60% circa rispetto ad una forbice tradizionale. Tale vantaggio permette di ottenere forbici più fluide con un taglio sempre preciso e lame affilate. L'anello interno in Teflon è auto lubrificante e non deformabile (uso in autoclave).



PATENT PENDING

SISTEMA BREVETTATO



3594 (mm 95)

(1:1 scale / scala 1:1)

Ring lock

Curved

Curva



3596 (mm 110)

(1:1 scale / scala 1:1)

Ring lock

Straight

Retta




SURGICAL / CHIRURGIA

SPECIALTY SCISSORS

FORBICI PER SPECIALITÀ

SUTURE SCISSORS

FORBICI PER SUTURE



3520 (mm 90)
Spencer



3521 (mm 130)
Spencer



3521/160 (mm 160)
Spencer



3528 (mm 115)
Spencer
Angled
Angolare

BANDAGE SCISSORS

FORBICI PER GARZE



3530 (mm 90)
3531 (mm 110)
3532 (mm 140)
3533 (mm 180)
3534 (mm 240)
Lister
Bandage scissors
Forbici per garze

TISSUE NIPPER

TRONCHESE



3538 (mm 120)
Tissue nipper – For soft tissue surgery
Tronchese per lembi – Per chirurgia dei tessuti



3550/TC (mm 110)
Beebee
Saw edge, straight
Dentata, retta



3551/TC (mm 110)
Beebee
Saw edge, curved
Dentata, curva



3550 (mm 110)
Beebee
Saw edge, straight
Dentata, retta



3551 (mm 110)
Beebee
Saw edge, curved
Dentata, curva




3570/11 (mm 110)
High performance
Elevato rendimento



3570/9 (mm 90)
High performance
Elevato rendimento



3522 (mm 125)
Universal, saw edge
Universale, dentata



3522/TC (mm 125)
Universal
Universale

WIRE CUTTING SCISSORS



SURGICAL / CHIRURGIA

(1:1 scale / scala 1:1)



3621 (mm 115)

Noyes

Straight
Retta



3624 (mm 115)

Noyes

Curved
Curva



3626 (mm 110)

Noyes

Angular 45°
Angolare 45°



3627 (mm 150)

Castroviejo

Straight
Retta



3628 (mm 150)

Castroviejo

Curved
Curva



1959 (mm 145)

Straight
Retta



1960 (mm 145)

Curved
Curva



1961 (mm 140)

Angled 45°
Angolare 45°



1957 (mm 155)

Jacobson
Straight
Retta



1958 (mm 155)

Jacobson
Curved
Curva



1970 (mm 180)

Straight
Retta




1971 (mm 180)

Curved
Curva



Tungsten Carbide inserts for a safe and secure hold of the needle. Fine serration 0,4 mm for thin needles. Inserti al Carburo di Tungsteno per una sicura presa dell'ago. Zigrinatura di 0,4 mm per aghi sottili.



Pyramidal serration which offers a comfortable and secure hold on all moist superficies. Zigrinatura piramidale offre una presa confortevole e sicura anche su superfici umide.



MED-LOCK locking system: original for its simplicity as well as delicate in its functionality. Sistema di chiusura MED-LOCK: innovativa per semplicità e delicata nel funzionamento.

SPECIFICATIONS ON THE CODES SPECIFICHE SUI CODICI

Code
Codice
Type
Modello
Shape
Forma
Recommended suture sizes
Misura delle suture raccomandate

1910/TC (mm 160)

Barraquer

Straight / Retta

☾ 4-0, 5-0, 6-0



1:1 scale
Scala 1:1



Yellow color for TC instruments
Colore giallo per strumenti in TC

Grey color for standard instruments
Colore grigio per strumenti tradizionali



NEEDLE HOLDERS

PORTA AGHI



1910/TC

(1:1 scale / scala 1:1)



1910/TC (mm 160)

Barraquer

Straight / Retta

⤿ 4-0, 5-0, 6-0



1910 (mm 160)

Barraquer

Straight / Retta

⤿ 4-0, 5-0, 6-0



1911/TC (mm 160)

Barraquer

Curved / Curva

⤿ 4-0, 5-0, 6-0



1911 (mm 160)

Barraquer


Curved / Curva

⤿ 4-0, 5-0, 6-0



Barraquer needle holder, designed and realized with a specific finger rest pad which ensures a greater precision level by facilitating the user's control during operation.

Porta aghi Barraquer, progettato con uno specifico poggia dito il quale agevola l'utilizzo ottimizzando la precisione durante l'intervento.



Double locking wings in tempered inox, for longer duration and perfect use.

Doppie alette di chiusura in inox temperate, per un lungo e perfetto utilizzo.



Internal spring facilitates the use of the needle holder.


La molla interna facilita l'utilizzo del porta aghi.



SURGICAL / CHIRURGIA

1922/A-TC

(1:1 scale / scala 1:1)



1922 series with TC extra-fine inserts of 0,3 mm

Serie 1922 con inserti TC extra fini 0,3 mm



1922/A-TC (mm 140)

Castroviejo

Straight / Retta

4-0, 5-0, 6-0

1922/A (mm 140)

Castroviejo

Straight / Retta

4-0, 5-0, 6-0

1922/B-TC (mm 140)

Castroviejo

Curved / Curva

4-0, 5-0, 6-0

1922/B (mm 140)


Castroviejo

Curved / Curva

4-0, 5-0, 6-0

1922/C

(1:1 scale / scala 1:1)



1922/C-TC (mm 180)

Castroviejo

Straight / Retta

4-0, 5-0, 6-0

1922/C (mm 180)

Castroviejo

Straight / Retta

4-0, 5-0, 6-0

1922/D-TC (mm 180)

Castroviejo

Curved / Curva

4-0, 5-0, 6-0

1922/D (mm 180)

Castroviejo

Curved / Curva

4-0, 5-0, 6-0



2000/A-TC (mm 140)
Castroviejo
Straight / Retta
⤿ 4-0, 5-0, 6-0




2000/A (mm 140)
Castroviejo
Straight / Retta
⤿ 4-0, 5-0, 6-0



2000/B-TC (mm 140)
Castroviejo
Curved / Curva
⤿ 4-0, 5-0, 6-0



2000/B (mm 140)
Castroviejo
Curved / Curva
⤿ 4-0, 5-0, 6-0



2000/C-TC (mm 180)
Castroviejo
Straight / Retta
⤿ 4-0, 5-0, 6-0



2000/C (mm 180)
Castroviejo
Straight / Retta
⤿ 4-0, 5-0, 6-0




2000/D-TC (mm 180)
Castroviejo
Curved / Curva
⤿ 4-0, 5-0, 6-0



2000/D (mm 180)
Castroviejo
Curved / Curva
⤿ 4-0, 5-0, 6-0

1855/TC

(1:1 scale / scala 1:1)



1855/TC (mm 140)
Mathieu

2-0, 3-0, 4-0

1855 (mm 140)
Mathieu

2-0, 3-0, 4-0

1856/TC (mm 170)
Mathieu

2-0, 3-0, 4-0

1856 (mm 170)
Mathieu

2-0, 3-0, 4-0

2004/TC

(1:1 scale / scala 1:1)



1857/TC (mm 200)
Mathieu

2-0, 3-0, 4-0

1857 (mm 200)
Mathieu


2-0, 3-0, 4-0

2004/TC (mm 120)
Boynton

4-0, 5-0, 6-0

2004 (mm 120)
Boynton

4-0, 5-0, 6-0




1853/TC (mm 140)
Mathieu

— 2-0, 3-0, 4-0



1853 (mm 140)
Mathieu

— 2-0, 3-0, 4-0



1854/TC (mm 170)
Mathieu

— 2-0, 3-0, 4-0




1854 (mm 170)
Mathieu

— 2-0, 3-0, 4-0



1858/MV-TC (mm 190)
Eiselsberg-Mathieu

— 2-0, 3-0, 4-0



1858/MV (mm 190)
Eiselsberg-Mathieu

— 2-0, 3-0, 4-0

“ MEDESY IN SPOT

The internal locking hook prevents the needle holder from catching and possibly breaking the glove.

La chiusura interna alta per evitare di pizzicare e rompere i guanti in lattice.

”




1925/A

(1:1 scale / scala 1:1)



1925/A (mm 130)
Crile-Ryder

3-0, 4-0, 5-0, 6-0



1925/B (mm 150)
Crile-Ryder

3-0, 4-0, 5-0, 6-0



1925/C (mm 180)
Crile-Ryder

3-0, 4-0, 5-0, 6-0



1925/A-TC (mm 130)
Crile-Ryder

3-0, 4-0, 5-0, 6-0



1925/B-TC (mm 150)
Crile-Ryder

3-0, 4-0, 5-0, 6-0



1925/C-TC (mm 180)
Crile-Ryder

3-0, 4-0, 5-0, 6-0

1748

(1:1 scale / scala 1:1)



1924/TC (mm 130)
Baumgartner

2-0, 3-0, 4-0



1924 (mm 130)
Baumgartner

2-0, 3-0, 4-0



1748/TC (mm 130)
Halsey


3-0, 4-0, 5-0, 6-0



1748 (mm 130)
Halsey

3-0, 4-0, 5-0, 6-0

1740/TC
(1:1 scale / scala 1:1)



1739/TC (mm 130)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0

1739 (mm 130)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0


1740/TC (mm 160)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0

1740 (mm 160)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0

1741/TC
(1:1 scale / scala 1:1)



1741/TC (mm 180)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0

1741 (mm 180)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0

1742/TC (mm 200)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0

1742 (mm 200)
Mayo-Hegar

2-0, 3-0, 4-0


1735 (mm 170)
Adson

1-0, 2-0, 3-0, 4-0



1743

(1:1 scale / scala 1:1)



1743 (mm 150)
Crile-Wood

3-0, 4-0, 5-0, 6-0



1743/TC (mm 150)
Crile-Wood

3-0, 4-0, 5-0, 6-0




1743/C-TC (mm 150)
Crile-Wood
Curved / Curva

3-0, 4-0, 5-0, 6-0

1923

(1:1 scale / scala 1:1)



1736 (mm 120)
Derf

3-0, 4-0, 5-0



1736/TC (mm 120)
Derf

3-0, 4-0, 5-0



1923 (mm 150)
Fine Swedish

5-0, 6-0, 7-0, 8-0




1923/TC (mm 150)
Fine Swedish

5-0, 6-0, 7-0, 8-0

1862/TC
(1:1 scale / scala 1:1)



SURGICAL / CHIRURGIA



1862/TC (mm 170)
Mathieu-Olsen

2-0, 3-0, 4-0, 5-0




1862 (mm 170)
Mathieu-Olsen

2-0, 3-0, 4-0, 5-0

Needle holder with scissors
Porta aghi con forbice



1750/TC
(1:1 scale / scala 1:1)



1750/TC (mm 160)
Gillies


2-0, 3-0, 4-0, 5-0



1750 (mm 160)
Gillies

2-0, 3-0, 4-0, 5-0





1744 (mm 120)
1749 (mm 140)
Olsen-Hegar
3-0, 4-0, 5-0

1744/TC (mm 120)
1749/TC (mm 140)
Olsen-Hegar
3-0, 4-0, 5-0



Needle holder with scissors
Porta aghi con forbice

2010
(1:1 scale / scala 1:1)



Ti
Smooth
Liscio



Ti
Smooth
Liscio

2010 (mm 180)
Micro needle holder Titanium
Micro porta aghi Titanio
Straight / Retta

2012 (mm 180)
Micro needle holder Titanium
Micro porta aghi Titanio
Curved / Curva

“ MEDESy IN SPOT

The needle-holders in pure titanium are characterized by a special lightness and high endurance degree. Manufactured with smooth tips for very thin needles (8-0, 9-0, 10-0) and a safety double-wing locking system. Blue anodized.

I porta aghi in Titanio si contraddistinguono per la loro leggerezza e resistenza in genere. Presentano punte lisce per aghi molto sottili (8-0, 9-0, 10-0) ed un sistema di chiusura a doppia aletta. Anodizzati blu.

”

SUTURE SCISSORS
FORBICI PER PUNTI SUTURE



3520 (mm 90)
Spencer

3521 (mm 130)
Spencer

3528 (mm 115)
Spencer

SUTURE TWEEZERS
PINZETTE PER SUTURE



1032 (mm 155)

1033 (mm 155)

Squared tip
Punta quadra

1033/T (mm 155)

Round tip
Punta tonda



SURGICAL / CHIRURGIA


1672/1

Suture removal kit
Kit rimozione suture

Contains / Contiene:

1022/130	Tweezer Perry
1024	Tweezer Meriam
3520	Scissor Spencer
3521	Scissor Spencer
3528	Scissor Spencer
4905/8	Mirror N.5 with handle
560/2	Explorer double
980/10	Gammatrix tray Tre






1518
Curved
Curva

1517 (mm 90)
Hartmann (Baby Mosquito)
Straight
Retta



1520
Curved
Curva

1519 (mm 125)
Halstead Mosquito
Straight
Retta




1522
Curved
Curva

1521 (mm 125)
Halstead Mosquito 1x2
Straight
Retta




1524
Curved
Curva

1523 (mm 140)
Kelly
Straight
Retta



1527 (mm 140)
8336 (mm 160)
8338 (mm 180)
8340 (mm 200)
Curved
Curva

1526 (mm 140)
8330 (mm 160)
8332 (mm 180)
8334 (mm 200)
Rochester-Péan
Straight
Retta



1529 (mm 140)
8356 (mm 160)
8358 (mm 180)
8360 (mm 200)
Curved
Curva

1528 (mm 140)
8350 (mm 160)
8352 (mm 180)
8354 (mm 200)
Rochester-Kocher 1x2
Straight
Retta




1534
Curved
Curva

1533 (mm 160)
Kelly-Rankin
Straight
Retta



8535 (mm 200)
Heiss
Curved
Curva




1531 (mm 100)
1532 (mm 130)
Lorna

1530/1 (mm 150)
Allis-Baby 3:4

1530/2 (mm 200)
Allis 4:5

1530/3 (mm 200)
Allis 6:7

SUCTION TUBES / CANNULE PER ASPIRAZIONE



619/1
Luniatscheck
Tonsil gauze packers
Tamponatore tonsillare

619/2
Luniatscheck
Tonsil gauze packers
Tamponatore tonsillare



With round corners
and depressive hole.
Con bordi arrotondati
e foro di pressione.



910/1 (ø 1,5 mm)
910/3 (ø 3 mm)
910/4 (ø 4 mm)
910/5 (ø 5 mm)
mm 175



912/1 (ø 2,5 mm)
912/2 (ø 3 mm)
912/3 (ø 4 mm)
mm 165



911/2 (ø 2 mm)
911/3 (ø 3 mm)
911/4 (ø 4 mm)
911/5 (ø 5 mm)
Frazier
mm 190

TOWEL & DRESSING FORCEPS, TONGUE FORCEPS


PINZE PER TELI, TAMPONI, E TIRALINGUA



1635 (mm 140)

Backhaus

Not-perforating and not-damaging
Non perforante




1633 (mm 130)

Backhaus



1634 (mm 90)

Backhaus



1629 (mm 90)

Jones



1513

Curved
Curva



8537 (mm 250)

8538 (mm 200)

Foerster

Dressing forceps
Pinze portatamponi



8540 (mm 180)

Collins

Tongue forceps
Pinze tiralingua



1510/1

Spare part
Ricambio



1512 (mm 200)

Gross Maier

Dressing forceps – Straight
Pinze portatamponi – Rette


1510 (mm 170)

Young

Tongue forceps
Pinze tiralingua

MOUTH GAGS

APRIBOCCA




Silicon mouth props autoclavable,
with security hole.
Sostegno apribocca in silicone
autoclavabile, con foro di sicurezza.

825/A (Orange / Arancio – Small)
825/B (Blue / Blu – Small)
825/G (Yellow / Giallo – Small)

MEDESY – ORINGER

		A	B
820/1	Small / Piccolo	mm 40	× 105
820/2	Medium / Medio	mm 50	× 110
820/3	Large / Largo	mm 60	× 115



H 24×24 mm

H 32×28 mm

826/A (Orange / Arancio)
826/B (Blue / Blu)
826/G (Yellow / Giallo)



899 (mm 110)
Molt

Tube spare part **899/G**
Gommino di ricambio **899/G**



900 (mm 140)
Molt

Tube spare part **900/G**
Gommino di ricambio **900/G**




917 (mm 160)
Roser-König



SURGICAL / CHIRURGIA

RETRACTORS – CHEEK

DIVARICATORI PER GUANCE



896

Farabeuf

Set of 2

Set di 2

913

Archetto

914

Archetto

818 (mm 115)

Medesy



907

Minnesota University

907/C

Cawood Minnesota

907/P

Minnesota mod. flat
Minnesota mod. piatto

907/Z

Minnesota mod. serrated
Minnesota mod. zigrinato




890 (mm 140)
891 (mm 160)
Sternberg



892 (mm 140)
Sternberg



901 (mm 150)
Vestibulum




906 (mm 170)
Universal retractor
Divaricatore universale

← mm 30 →



908/1 (mm 130)



← mm 35 →



908/2 (mm 145)



908/1 (mm 110x100)
Wieder
Tongue depressor
Abbassalingua

909/1 (mm 140)
Austin
Tissue retractors
Divaricatore per tessuti

909/2 (mm 90)
Austin
Tissue retractors
Divaricatore per tessuti



893 (mm 190)
Bruenings
Tongue depressor
Abbassalingua

RETRACTORS – TISSUE

DIVARICATORI PER TESSUTI



886 (mm 155)
Senn-Miller

886/2 (mm 160)
Regnell-Davis

886/3 (mm 180)
Cope



921/1 (mm 165)
Sharp
Appuntito




897/3 (mm 160)
Flexible, with spring
Flessibile, con molla



922/1 (mm 145)
Desmarres

922/2 (mm 145)
Desmarres

922/3 (mm 145)
Desmarres



902/1 (mm 160)

902/2 (mm 160)

902/3 (mm 160)

HENAHAN & MISCH RETRACTORS

DIVARICATORI HENAHAN E MISCH



918/1
Henahan 10 mm
mm 170

918/2
Henahan 12 mm
mm 170

918/3
Henahan 16 mm
mm 170

918/4
25 mm
mm 170

919/1
Misch 1
mm 165


919/2
Misch 2
mm 165

919/3
Misch 3
mm 170

919/4
Misch 4
mm 165

MALLEABLE RETRACTORS

DIVARICATORI MALLEABILI



903/1
mm 240

903/2
mm 200

903/3
mm 205

903/4
Lame de Tessier
mm 215



916
Obwegeser
mm 150
Chin retractor
Divaricatore per mento




SURGICAL / CHIRURGIA

RETRACTORS – CHEEK AND TISSUE

DIVARICATORI PER GUANCE E TESSUTI




mm 40×11



mm 56×11


889/2 (mm 215)
Kocher



887/1 (mm 14×17)



887/2 (mm 20×22)



887/3 (mm 26×30)



mm 20×30



mm 35×11

889/1 (mm 215)
Kocher

887/1 (mm 190)
Middeldorpf

915 (mm 220)
Wassmund

923 (mm 215)
Obwegeser/Ramus



(mm 30×10)

888/2
(mm 40×10)




888/3
(mm 40×13)




888/4
(mm 50×10)



888/5
(mm 50×13)



(mm 40×11)



905/2
(mm 55×11)



888/1 (mm 215)
Langenbeck

905/1 (mm 210)
Kocher

924 (mm 200)
Orientable
Orientabile


SOFT TISSUE RETRACTORS

DIVARICATORI PER TESSUTI MOLLI



The tip pointing down allows more control of the grip, meanwhile it leaves you a better view for the operation. The convex and grooved shape of the blade provides a better support on the lip and makes the grip less traumatic.

La punta rivolta verso il basso permette un maggior controllo della tenuta, e nel contempo lascia maggior visuale per l'intervento. La forma scanalata e convessa della lama, permette un migliore appoggio al labbro e rende meno traumatica la tenuta.



925/1 (mm 7×25)



925/4 (mm 12×55)



925/2 (mm 10×35)



925/5 (mm 14×70)



925/3 (mm 10×42)



925/6 (mm 16×80)




925/1 (mm 210)

Obwegeser internal

The tip pointing up makes the use of retractor less traumatic for soft tissue. The convex and grooved shape of the blade provides a better support on the lip and makes the grip less traumatic.

La punta rivolta verso l'alto rende l'utilizzo del divaricatore meno traumatico per i tessuti molli. La forma scanalata e convessa della lama, permette un miglior appoggio del labbro e rende meno traumatica la tenuta.



926/1 (mm 7×25)



926/4 (mm 12×55)



926/2 (mm 10×35)



926/5 (mm 14×70)



926/3 (mm 10×42)



926/6 (mm 16×80)



926/1 (mm 210)

Obwegeser external




SURGICAL / CHIRURGIA



1672/2

Content / Contenuto:

1007/10-TO	Tweezer De Bakkey mini
1049/OY	Tweezer round OY
1050/OY	Tweezer round OY
1922/D-TC	Needle holder Castroviejo
3628	Scissors Castroviejo
3638	Scalpel handle micro blades
3638/64	Micro blade box (not shown)
856	Periosteal Medesy
871/2-4	Periosteal Molt
980/10	Gammafix tray Tre



1672/3

Content / Contenuto:

1049	Tweezer round
1050	Tweezer round
1743/TC	Needle holder Crile-Wood
1855	Needle holder Mathieu
3546/AN	Scissor Goldman-Fox
3629	Scalpel handle Bad Parker
3637/16	Scalpel handle adjustable
3809	Bone rongeur Micro Friedman
548/4 PT	Probe CP15
872/P14	Periosteal Goldman-Fox
878	Periosteal Prichard
882	Periosteal Molt N. 9
919/2	Retractor Misch N. 2
981/20	Gammatrix tray Cinc



In line with our project of improving the quality, functionality and durability of the entire range of syringes we are now introducing a selection of innovative syringes made of specific stainless steels which can guarantee the below mentioned characteristics.

La ricerca finalizzata ad aumentare la qualità, funzionalità e durata delle siringhe Medesy, continua con l'introduzione di siringhe prodotte interamente con specifici acciai inossidabili, i quali garantiscono le peculiarità sotto indicate.

Interchangeable tips: for European needles (Metric) characterized by a circular thread; for American needles (Inch) with fully smooth thread.

Puntali intercambiabili: filettatura Europea (metrica) riconoscibili dal segno circolare; filettatura Americana (inch) completamente lisci.

Anchoring tip with very innovative helicoidal shape which has been specifically designed to enable a better hooking and unhooking of the carpule rubber seal, (hold by clockwise turning /release anti-clockwise turning). *Patented.*


Innovativo arpione elicoidale, ideato per agevolare l'aggancio ed il rilascio del gommino carpule: si aggancia avvitando in senso orario, mentre si rilascia avvitando in senso antiorario. *Brevettato.*

Smooth and neat lines ensure a more practical handling and an extremely easy cleaning.

Superfici lineari e levigate per maggior comfort d'uso e praticità di pulizia.

Watch the video!

Guarda il video!







4953/1 (ml 1,8 EU)
4953/2 (ml 1,8 AM)

F

R Revolver



F Folding



EU European – **METRIC** thread
 Puntale europeo – **METRICO**



AM American – **INCH** thread
 Puntale americano – **INCH**



4940/1 (ml 1,8 EU)
4940/2 (ml 1,8 AM)

R



4941/1 (ml 1,8 EU)
4941/2 (ml 1,8 AM)

R



4942/1 (ml 1,8 EU)
4942/2 (ml 1,8 AM)

R



SURGICAL / CHIRURGIA

SYRINGES TRADITIONAL

SIRINGHE TRADIZIONALI

Standard syringes,
chromed brass type.
Siringhe stile tradizionale,
prodotte in ottone cromato.



4960 (ml 1,8 EU/AM)

R



4961 (ml 1,8 EU/AM)

R



4956 (ml 1,8 EU/AM)

R



4958/1 (ml 1,8 EU)

4958/2 (ml 1,8 AM)

Cook-Waite

R



4959/1 (ml 1,8 EU)

4959/2 (ml 2,2 AM)

F



4959/1 NOA (ml 1,8 EU)

4959/2 NOA (ml 2,2 AM)

F

Not aspirating
Non aspirante



6164

Box for used needles
Box porta aghi usati

ADVANTAGES OF INTRALIGAMENTAL ANESTHESIA:

- Automatic limitation of the power pressure.
- Anesthetizing of a single tooth.
- No numbness of the tongue, lips or cheek.
- Simultaneous treatment of teeth in different quadrants.
- Supports regional block anesthesia.
- Eliminates the risk of haematoma.
- Lower emotional impact on patient.
- Less anesthetic needed.

FEATURES:

- Fully autoclavable.
- Removable headpiece with angled threaded nozzle for the injection needle.
- Viewing chamber with safety sleeve for carpule cartridge.
- Handle servo dosing lever with optimal support for index finger for a gradual advance of the dosing plunger resetting key.
- No waiting time between injections and beginning of treatment.
- Excellent depth of anesthesia combined with shorter duration.
- Much less pain than standard injections (infiltration anesthesia in hard palate, intrapulpal or intraseptal injections or for papillectomy).
- A smaller quantity of given anaesthetic.
- Needle suggested: 30G.

As opposed to a classical infiltration or block anesthesia, this method injects the local anesthesia directly into the dental ligament (periodontal ligament) and thus guarantees a rapid, profound and total anesthesia of a single tooth.


Contrariamente all'anestesia tradizionale che coinvolge un'intera zona, questo metodo inietta l'anestesia locale direttamente nel legamento del dente e ciò garantisce una rapida, profonda e totale anestesia di un solo dente.

I VANTAGGI DELL'ANESTESIA INTRALIGAMENTALE:

- Limitazione automatica della potenza di pressione.
- Effetto circoscritto al solo dente da trattare.
- Assenza d'intorpidimento dei tessuti molli.
- Trattamento simultaneo di denti localizzati in zone diverse.
- Effetto rapido e profondo.
- Elimina il rischio di ematomi.
- Minore impatto emotivo sul paziente.
- Minor anestetico utilizzato.

CARATTERISTICHE:

- Completamente sterilizzabile in autoclave.
- Parte terminale rimovibile con una punta angolata per l'inserimento dell'ago.
- Camera a vista con un astuccio di sicurezza per la cartuccia.
- Manico con leva di servo-dosaggio con un ottimo supporto del dito indice per un avanzamento graduale del pistone di dosaggio.
- Nessuna attesa tra l'iniezione e l'inizio del trattamento.
- Eccellente profondità dell'anestesia e breve durata.
- Molto meno dolore rispetto alle tradizionali iniezioni.
- Minore quantità di anestetico somministrato.
- Ago suggerito: 30G.



4962/1

(ml 1,8 EU)
(0,2 ml/click)

4962/2

(ml 1,8 AM)
(0,2 ml/click)



4963/1

(ml 1,8 EU)
(0,07 ml/click)

4963/2

(ml 2,2 AM)
(0,07 ml/click)



MEDESyJECT INTRALIGAMENTAL SYRINGES

SIRINGHE PER ANESTESIA INTRALIGAMENTARE MEDESyJECT



“Suitable for uppers and lowers, just turning the front barrel”

(1:1 scale / scala 1:1)



4964/EU-INOX
4964/AM-INOX

(ml 1,8)
(0,06 ml/click)



(1:1 scale / scala 1:1)



AL

4964/EU-DA
4964/AM-DA

(ml 1,8)
(0,06 ml/click)

Aluminium – Dark
Alluminio – Nera

(1:1 scale / scala 1:1)



AL

4964/EU-SI
4964/AM-SI

(ml 1,8)
(0,06 ml/click)

Aluminium – Silver
Alluminio – Argento

(1:1 scale / scala 1:1)



AL

4964/EU-OR
4964/AM-OR

(ml 1,8)
(0,06 ml/click)

Aluminium – Orange
Alluminio – Arancio



SURGICAL / CHIRURGIA

TISSUE-PERIODONTAL TWEEZERS

PINZETTE PER TESSUTI



1027/90

Taylor
mm 90



1027/120

Taylor
mm 120



1027/150

Taylor
mm 150



1027/180

Taylor
mm 175



Serrated points
Punte zigrinate



1028/90-OY

Taylor
mm 90



1028/120-OY

Taylor
mm 120




1028/150-OY

Taylor
mm 150



1028/180-OY

Taylor
mm 175




1 x 2
ø mm 0,9



1035/0,6-0Y
Semken
mm 125
Straight
Retta



1031/0,6-0Y
Semken
mm 125
Curved
Curva



1020/0,9-0Y
Gerald
mm 175
Straight
Retta



1040/0,9-0Y
Gerald
mm 175
Curved
Curva



1042
Gerald
mm 175
Straight
Retta



1044
Gerald
mm 175
Curved
Curva



1049/D
mm 175
Diamond coated
Diamantata



1050/D
mm 175
Diamond coated
Diamantata



1049/OY
Round 1 x 2
mm 175
Straight
Retta



1050/OY
Round 1 x 2
mm 175
Curved
Curva



1049
Round
mm 175
Straight
Retta




1050
Round
mm 175
Curved
Curva



Atraumatic tissue tweezer, for gripping membrane and tissue safely. The special serration prevents the perforation of the tissue.

Pinzette per tessuti atraumatiche, per una salda e sicura presa di membrane e tessuti. La speciale zigrinatura evita la perforazione dei tessuti stessi.

(1:1 scale / scala 1:1)



1007/A

De Bakay
mm 150

Curved
Curva

1007/R

De Bakay
mm 150

Straight
Retta

1007/10-R

De Bakay
mm 155

Straight
Retta

1007/10-T0

De Bakay
mm 155

Straight
Retta

1007/10-TS

De Bakay
mm 155

Curved
Curva

1048

Micro Cooley
mm 155

Curved
Curva

1048/R

Micro Cooley
mm 155

Straight
Retta



1045/OY
Adson 1 x 2
mm 150



1046
Adson
mm 150



1012/OY
Micro Adson 1 x 2
mm 120



1016/OY
Micro Adson 1 x 2
mm 120



1017
Micro Adson
mm 120



1052
Russian
mm 150



1013/TC
TC Adson-Brown
mm 120



1014/TC
TC Micro-Adson
mm 120



1015/TC
TC Adson
mm 120



1059/TC
TC General
mm 155



1060/TC
TC Potts Smith
mm 180



(1:1 scale / scala 1:1)



Serrated
Zigrinata



TC inserts
Inserti TC



Diamond
Diamantata



1 x 2 + Diamond
1 x 2 + Diamantata



0,7 mm hole
Foro 0,7 mm

1063
Micro
mm 180

1063/TC
Micro TC
mm 180

1064/D
Micro D
mm 180

1064/OY
Micro OY
mm 180

1064/T
Micro T
mm 180

(1:1 scale / scala 1:1)



Fine
Fina




1 x 2
Fine
Fina

Teeth below
Denti in basso



Teeth on side
Denti laterali



1 x 2



1070
Bishop-Harman
mm 90

1072
Bishop-Harman
mm 90

1074
Gill-Hess
mm 75

1078
Barraquer-Katzin (Colibri)
mm 75

1034
Jeweler
mm 130

1037
Jeweler
mm 120

1038
Jeweler
mm 120

MICROSURGICAL NEEDLE HOLDERS

PORTA AGHI MICROCHIRURGICI



Diamond points
Punte diamantate



1920/C-D (mm 180)
Castroviejo Diamond
Straight / Retta
6-0, 7-0, 8-0

1920/D-D (mm 180)
Castroviejo Diamond
Curved / Curva
6-0, 7-0, 8-0



SURGICAL / CHIRURGIA

KIT MICRO SOFT TISSUE

KIT MICROCHIRURGIA PER TESSUTI MOLLI



1x2
ø mm 0,9



1x2
ø mm 0,9



1049/OY

mm 180
Round 1x2

1050/OY

mm 180
Round 1x2

1922/D-TC

Castroviejo
Curved
Curva

1958

mm 155
Curved
Curva

1309/9

mm 170
Sinus lift instruments
Scollatori endostali

3638

mm 135
Scalpel handle
for micro blades
Manico lame
per microchirurgia

3638/67

Sterile scalpel blades
Package 25 pcs
Lame per bisturi sterili
Confezione 25 pz

1954/KIT


Content / Contenuto:

1049/OY	Tweezer round, straight
1050/OY	Tweezer round, curved
1922/D-TC	Needle holder
1958	Scissor spring action (mm 155)
1309/9	Sinus lift (mm 170)
3638	Scalpel handle micro blades
3638/67	Micro blades N-67 (box not shown)
980/9	Gammatrix tray Doi



KIT MICROSURGERY BASIC

KIT PER MICROCHIRURGIA BASICO



4905/8 mm 120 ø mm 8 Hollow handle Manico vuoto	548/4 PT CP15 University of North Carolina	3638 mm 135 Scalpel handle for micro blades Manico lame per microchirurgia	1063 Micro mm 180	856 Medesy	851/HP3	1920/D-D mm 180 Castroviejo Diamond Curved Curva 6-0, 7-0, 8-0	3544/OR mm 115 Iris Straight Retta	907/P Minnesota mod. flat Minnesota mod. piatto
---	--	--	--------------------------------	----------------------	----------------	---	--	---

1956/KIT

Content / Contenuto:

1063	Microsurgical tweezer serrated
1920/D-D	Microsurgical needle holder diamond
3544/OR	Iris scissor Open rings AN cut
3638	Scalpel handle for micro blades
4905/8	Mirror handle with mirror #4
548/4PT	Periodontal probe CP15
851/HP3	Periosteal elevator HP3
856	Periosteal elevator MSY
907/P	Retractor Minnesota flat
981/19	Gammatrix tray Quatri



SURGICAL / CHIRURGIA

KIT MICROSURGERY

KIT PER MICROCHIRURGIA



1959

mm 150

Straight
Retta

1960

mm 150

Curved
Curva

1922/C-TC

mm 180
Castroviejo

Straight
Retta

4-0, 5-0, 6-0

920/2

mm 180
Gillies

Medium
Medio

3638

mm 135

Scalpel handle
for micro blades
Manico lame
per microchirurgia

1012/OY

mm 120
Micro Adson 1x2

1040/0,9-OY

mm 175
Gerald

1020/0,9-OY

mm 175
Gerald

1007/A

mm 150
De Bakey

Curved
Curva

1950/KIT

Content / Contenuto:

1007/A	Tweezer De Bakey
1012/OY	Tweezer micro Adson
1020/0,9-OY	Tweezer Gerald
1040/0,9-OY	Tweezer Gerald
1922/C-TC	Needle holder Castroviejo
1959	Microsurgical scissors
1960	Microsurgical scissors
3638	Scalpel handle for micro blades
920/2	Retractor Gillies
981/20	Gammatrix tray Cinc

